



Le choix rentable
pour votre élevage !





Après plusieurs mois de préparation, je suis fier de vous présenter la première édition du catalogue ECOPOR. Vous y trouverez une gamme complète de matériel pour vous accompagner durant les différentes phases du cycle de production de votre élevage.

L'expérience que j'ai acquise, au sein de l'élevage familial puis pendant 15 ans en reproduction, sélection et développement de produits pour l'élevage porcin, je la mets aujourd'hui à votre disposition. Ma connaissance du métier et de ses contraintes associée à une certaine philosophie de travail m'amènent à vous proposer la gamme de produits ECOPOR. Son objectif : vous donner la possibilité d'accroître la rentabilité de votre élevage tout en améliorant le bien-être des animaux. Nous avons le souci de valoriser le métier de producteur de porc et de le promouvoir vis-à-vis du grand public.



SARL ECOPOR
145 bis, rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
n° vert : 0800 59 06 59
fax : 03 28 50 92 38
info@ecopor.fr

Siège Social :
53 route d'Hondschoote
59114 STEENVOORDE

Dans ce catalogue Ecopor, nous avons sélectionné pour vous plus de 800 articles spécifiques à l'usage porcin. Certains, que vous utilisez déjà et d'autres, plus innovants, que nous avons sourcés auprès de différents fournisseurs ou que nous avons mis au point. Nous vous laissons les découvrir. Tous pourront assurément vous être présentés et expliqués si vous le souhaitez.

En complément de la vente de produits, nous avons développé au sein d'ECOPOR une activité de conseil et nous réalisons des audits partiels ou globaux de production.

A votre écoute et en recherche constante de nouvelles solutions, nous souhaitons faire d'ECOPOR un partenaire privilégié de la filière porcine.

Jean-François Yvoz, dirigeant de l'entreprise **ECOPOR**.



SOMMAIRE

Production de semences	Pages 4 à 7
Prélèvement	Page 4
Préparation de la semence	Pages 4-6
Milieu biologique de conservation	Page 6
Conditionnement pour semences	Page 7
Reproduction	Pages 7 à 11
Conservation de la semence	Pages 7-8
Détection des chaleurs	Page 8
Insémination	Pages 8-11
Echographie	Page 11
Mise bas, soins aux porcelets	Pages 12 à 19
Mise bas	Pages 12-15
Coupe queue	Page 16
Meules	Page 16
Castration	Page 17
Ciseaux et petite instrumentation	Page 17
Soins	Pages 18-19
Injection	Pages 20 à 24
Seringues hypodermiques	Pages 20-22
Seringues automatiques	Pages 22-23
Seringues nylon & jetables	Page 23
Accessoires injection	Pages 23-24
Usage courant matériel & consommables	Pages 25 à 31
Matériel pour nutrition	Pages 25-26
Anti-stress	Pages 26-27
Marquage / identification	Pages 27-29
Matériel de contention	Pages 29-30
Matériel de mesure / pesée	Pages 30-31
Hygiène	Pages 32 à 37
Nettoyage	Pages 32-33
Désinfection	Pages 33-35
Insecticides	Page 36
Larvicides	Page 36
Raticides / souricides	Pages 36-37
Transport / stockage des cadavres	Pages 37 à 38
Vêtements professionnels	Pages 38 à 40

Prélèvement



MONTOIR DE RÉCOLTE

Montoir galvanisé stable. Equipé de roulettes pour faciliter son déplacement.

Code	Cdt.
A.001.031	Le montoir



TAPIS DE VERRAT

Tapis de sol antidérapant.
Dimensions : 100 x 100 cm. Poids : 21 kg.

Code	Cdt.
A.001.032	Le tapis



GOBELET POLYSTYRÈNE

contenance 560 ml.

Utilisé pour recueillir le sperme du verrat. Grâce au polystyrène isolant du récipient, l'éjaculat refroidit progressivement. Le lot de 100 pièces.

Code	Cdt.
A.001.004	Le lot



FILTRES CELLULOSIQUES

Utilisés pour recueillir le sperme du verrat. Le lot de 200 pièces.

Code	Cdt.
A.001.005	Le lot



GANTS JETABLES

Gants de prélèvement jetables en vinyle, disponibles dans les tailles M, L, XL et XXL. La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
A.001.007	Taille M La boîte
A.001.008	Taille L La boîte
A.001.009	Taille XL La boîte
A.001.010	Taille XXL La boîte

Préparation de la semence



BAIN-MARIE

plastique avec affichage digital.

A l'aide de ce bain-marie, le dilueur contenu dans les récipients gradués peut être porté et maintenu à la température requise. L'appareil est simple d'utilisation et dispose d'un affichage permettant le réglage de la température. Livré avec le couvercle.

Dimensions ext. : env. 43 x 29 x 21 cm.
Dimensions int. : env. 34 x 24 x 16 cm.
Capacité de 7 litres.

Code	Cdt.
A.002.030	Le bain-marie



ARMOIRE DE STÉRILISATION

Dans cette chambre de stérilisation et de chauffe, l'eau distillée est portée puis maintenue à la température souhaitée. Les récipients gradués et autres matériels peuvent être ainsi immédiatement stérilisés. Cet appareil peut être réglé à une température allant de 20 à 220°C. La structure complète est en acier. Dimensions int. : 40 x 40 x 33 cm. Dimensions ext. : 68 x 55 x 48 cm.

Code	Cdt.
A.002.001	L'armoire



BALANCE ÉLECTRONIQUE

affiche la quantité précise de sperme.

Balance électronique compacte avec écran LCD. Grâce à la fonction Eco Auto Off, la balance s'éteint automatiquement après 3 minutes d'utilisation. Dimensions : env. 170 x 240 x 38 mm. Poids max : 2 kg. Tolérance: +/- 1g. Livrée avec 4 piles.

Code	Cdt.
A.002.006	La balance



THERMOMÈTRE

électronique à sonde flexible.

Cet appareil dispose d'une autonomie de 4000 heures. Il permet une lecture simple et rapide de la température de l'éjaculat et du dilueur.

Amplitude : -50 °C à 120°C.

Livré avec piles.

Code	Cdt.
A.002.027	Le thermomètre



THERMOMÈTRE

électronique à sonde rigide.

Thermomètre électronique avec sonde de 12,5 ou 30 cm. Il permet une lecture simple et rapide de la température de l'éjaculat et du dilueur.

Amplitude : -50 °C à 200°C.

Code	Cdt.
A.002.028	Le thermomètre 12,5 cm
A.002.029	Le thermomètre 30 cm



COLORIMÈTRE

+ micropipettes 0,3 et 2,7 ml.

Le colorimètre indique la densité exacte du sperme. On peut ainsi connaître combien de doses de sperme peuvent être obtenues à partir de l'éjaculat. Plus le verrat est fertile, plus le nombre de doses par éjaculat est élevé.

L'appareil fonctionne sur piles ou secteur.

L'appareil est livré avec les accessoires suivants : 1 pipette 2.7 ml ; 1 pipette 0.3 ml ; 100 tubes de test ; 2 x 100 embouts jetables ; 1 adaptateur secteur.

Code	Cdt.
A.002.033	Le colorimètre



MICROSCOPE MONOCULAIRE

modèle de base.

Simple d'utilisation, ce modèle de base permet d'effectuer des observations de préparation biologique. Livré avec un oculaire 10x et des objectifs 8x, 40x et 80x. Le microscope est fourni avec un éclairage intégré (220V), champ lointain, diaphragme, filtre bleu et vis micrométrique. Fonctionne en 110 et 220V sans adaptateur.

Modèle compatible avec la platine chauffante (code article A.002.023).

Code	Cdt.
A.002.019	Le microscope

MICROSCOPE MONOCULAIRE

modèle professionnel avec platine chauffante.

Même modèle que l'article A.002.0020 avec platine chauffante (code article A.002.023) incluse.

Code	Cdt.
A.002.021	Le microscope avec platine



MICROSCOPE MONOCULAIRE

Ce microscope est équipé d'un système d'objectifs permettant d'isoler chaque spermatozoïde et de l'observer indépendamment des autres. Il est ainsi plus simple de détecter d'éventuelles malformations. Fonctionne en 110 et 220V sans adaptateur. Lames vendues séparément (code article : A.002.025). Modèle compatible avec la platine chauffante (code article A.002.023).

Code	Cdt.
A.002.020	Le microscope



MICROSCOPE BINOCULAIRE OLYMPUS CX 21

avec contraste de phase.

Grâce à ce microscope avec contraste de phase très perfectionné, le professionnel obtient une netteté incomparable. Cet appareil est doté d'une platine ajustable, d'une vis micrométrique, d'un filtre bleu, d'une mollette de réglage de la luminosité.

Livré avec plusieurs objectifs : 1x4 / 1x10 1x40 / 1x100. Equipé d'oculaires 10x. Le microscope est doté d'un champ lointain (pratique pour les porteurs de lunettes).

Fonctionne en 220V. Lames vendues séparément (code article A.002.025). Modèle compatible avec la platine chauffante (code article A.002.023).

Code	Cdt.
A.002.022	Le microscope



PLATINE CHAUFFANTE

pour microscope.

Cette platine chauffante se pose directement sur le microscope. Elle est équipée d'un affichage digital et d'un réglage de température. Fonctionne sur transformateur livré avec le produit.

Code	Cdt.
A.002.023	La platine



PIPETTES 2ml

Pipettes de contenance 2ml avec embout sucur. La boîte de 10 pièces.

Code	Cdt.
A.002.024	La boîte



LAMES PORTE OBJET

Lames en verre sur lesquelles le sperme est déposé pour l'observation au microscope. La boîte de 50 pièces.

Code	Cdt.
A.002.025	La boîte



LAMELLES

Lamelles couvrant le sperme échantillonné pour examen au microscope. La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
A.002.026	La boîte



BECHER GRADUÉ

Récipients gradués en verre de contenance 1, 2 et 3 litres. Utilisés pour la conservation du dilueur. Stérilisables.

Code	Cdt.
A.002.011	Le récipient d'1 litre
A.002.012	Le récipient de 2 litres
A.002.013	Le récipient de 3 litres

Milieu biologique de conservation



DILUEUR

longue conservation.

Milieu biologique de conservation de la semence porcine. Ce dilueur améliore sensiblement la résistance des gamètes mâles et prolonge leur existence jusqu'à 6 jours. Chez les verrats prolifiques, les gamètes peuvent même vivre plus longtemps. Sachet pour 1 litre de solution.

Code	Cdt.
A.003.003	Le sachet



DILUEUR BTS DILUPORC

avec gentamycine.

Milieu biologique de conservation de la semence porcine. Convient parfaitement à la préparation des semences à l'élevage. Ce dilueur, unique sur le marché, optimise à la fois la qualité du sperme et les chances de succès de l'insémination. Sachet pour 1 litre de solution.

Code	Cdt.
A.003.002	Le sachet



EAU STÉRILE

Eau stérile et autoclavée pour dilution de la semence. Durée de conservation : 24 mois après la date de fabrication. En flacon d'1 litre ou en carton de 10 flacons.

Code	Cdt.
A.003.034	Le flacon
A.003.034a	Le carton de 10 flacons

Conditionnement pour semences

SYSTÈME COMPLET

de conditionnement de la semence.

Facilite la mise en conditionnement et le stockage de l'éjaculat. Composants jetables pour une meilleure hygiène.



Le système de conditionnement est composé de 3 éléments :

- L'outre de 3 ou 5 litres.
- Le support pour outre en version 3 ou 5 litres.
- le support de remplissage de flacons pour outre de 3 ou 5 litres.

Code	Cdt.
A.004.015	Outre de 3 litres
A.004.017	Outre de 5 litres
A.004.014	Support pour outre 3 litres
A.004.016	Support pour outre 5 litres
A.004.018	Support de remplissage de flacons



FLACONS

Flacons de contenance 110 ml avec bouchon sécable pour le stockage du sperme dilué. En 4 coloris : rouge, noir, bleu, blanc (4 x 125 de chaque). Le carton de 500 pièces.

Code	Cdt.
A.001.035	Le carton



TUBES À SOUDER

Tubes à souder de contenance 100 ml.
Consommable de la soudeuse automatique (code article A.004.037).
Le carton de 2000 pièces.

Code	Cdt.
A.004.036	Le carton



SOUDEUSE AUTOMATIQUE *pour tubes.*

Ferme hermétiquement les tubes (code article A.004.036) en quelques secondes. 5 tubes peuvent être soudés simultanément. Les tubes se posent directement sur la tête. Livré sans support de tubes (code article A.004.0038).

Code	Cdt.
A.004.037	La soudeuse



SUPPORT DE TUBES *pour soudeuse automatique.*

Support de tubes pour soudeuse automatique. Maintient les tubes droits lors de la fermeture.
Accessoire de l'art. A.004.037.

Code	Cdt.
A.004.038	Le support

Conservation de la semence



VALISE 38L

Valise à température dirigée 38 litres.
La valise peut contenir jusqu'à 60 doses.
Affichage de la température.
Branchement sur secteur 12V et 220V.
Dimensions int. : 27 x 42 x 32 cm.

Code	Cdt.
B.001.001	La valise



VALISE 50L

Valise à température dirigée 50 litres.
La valise peut contenir jusqu'à 100 doses.
Affichage de la température.
Branchement sur secteur 12V et 220V.
Dimensions int. : 42 x 41,5 x 35 cm.

Code	Cdt.
B.001.002	La valise



ARMOIRE

Armoire climatique professionnelle
160 litres.

Cette armoire robuste de 160 litres
destinée à la conservation de semences
dispose d'un réglage de température
entre 10° et 35° C.

Affichage de la température.

Branchement sur secteur 220 V.

Dimensions int. : 48 x 48 x 75 cm.

Code	Cdt.
B.001.003	L'armoire

Détection des chaleurs



SPRAY BOAR MATE

Spray reproduisant l'odeur de verrat.

Ce spray de stimulation est particulièrement
efficace pour les femelles jeunes ou à
problèmes.

En spray de 80 ou 250 ml.

Code	Cdt.
B.002.030	Le spray de 80 ml
B.002.031	Le spray de 250 ml



SPRAY BOAR FEELING

Spray reproduisant l'odeur de verrat.

Ce spray produit chez la truie, au cours de
l'insémination artificielle, une excitation
d'ordre sexuel qui favorise la fécondation.
Il déclenche l'excitation de la truie en
reproduisant l'odeur du verrat. Il accélère
la mise en condition de l'animal pour
l'insémination.

Ce spray contenant des phéromones est
économique. Une seule pulvérisation
suffit pour stimuler la femelle. Il peut ainsi
remplacer l'équivalent de 6 flacons d'un
produit classique.

Le spray de 100 ml avec pompe doseuse.

Code	Cdt.
B.002.032	Le spray



BOMBE DE MARQUAGE

Eurofarm.

Couleur verte. Longue tenue sur la peau
de l'animal. Equipée d'un système anti
gaspillage.

Bombe de 500 ml.

A l'unité ou par lot de 12.

Existe aussi en bleu et rouge. Autres
bombes de marquage et autres couleurs
en page 27.

Code	Cdt.
E.003.014	La bombe
E.003.015	Le lot de 12 bombes



GEL LUBRIFIANT

non spermicide.

Il est recommandé d'utiliser ce gel
lubrifiant pour introduire le sperme dans
l'utérus de la truie ou extraire le porcelet
du ventre de l'animal.

Le flacon de 0,5 ou 1 litre.

Code	Cdt.
C.001.005	Le flacon d'1 litre
C.001.006	Le flacon de 0,5 litre

Insémination



LINGETTES PORCLEAN

Lingettes nettoyantes désinfectantes.

Pour un résultat d'insémination optimal,
il est indispensable de nettoyer la vulve
de la truie quelques minutes avant
l'introduction de la semence.

Ces lingettes désinfectantes n'irritent pas
la peau de la truie. Le conditionnement
sous forme de distributeur conserve
les lingettes à l'abri des microbes. Les
lingettes sont imbibées de chlorhexedine,
d'allantoïne et d'alcool.

Chaque distributeur contient 800 lingettes.

Code	Cdt.
B.003.021	Le distributeur



CLIP D'INSÉMINATION

Clip d'insémination avec sangle de serrage
en caoutchouc.

Grâce à ce kit, maintenir l'animal lors de
la stimulation n'est qu'une formalité. Pour
procéder à l'insémination, vous pouvez
ainsi maîtriser la truie d'une seule main et
tenir la sonde et les flacons de sperme de
l'autre.

Code	Cdt.
B.003.022	Le clip d'insémination



SONDE MOUSSE JAUNE

Sonde d'insémination classique à usage unique. En boîte de 500 pièces en emballage individuel et en boîte de 100 ou 500 pièces, emballage par 5 ou 25.

Code	Cdt.
B.003.033	La boîte de 500 pièces en emballage individuel
B.003.044	La boîte de 100 pièces par 5
B.003.045	La boîte de 500 pièces par 5
B.003.004	La boîte de 100 pièces par 25
B.003.005	La boîte de 500 pièces par 25



SONDE MOUSSE JAUNE avec raccord souple de 45 cm.

Sonde d'insémination classique à usage unique. La boîte de 500 pièces en emballage individuel.

Code	Cdt.
B.003.035	La boîte de 500 pièces en emballage individuel



SONDE MOUSSE JAUNE avec raccord rigide.

La boîte de 500 pièces en emballage individuel.

Code	Cdt.
B.003.036	La boîte de 500 pièces en emballage individuel



SONDE MOUSSE JAUNE avec bouchon.

Le bouchon obstrue l'arrivée d'air et empêche un retour du sperme dans la sonde, ce qui permet d'obtenir un meilleur taux de fécondation. Usage unique. En boîte de 500 pièces en emballage individuel ou en boîte de 100 ou 500 pièces en emballage par 5.

Code	Cdt.
B.003.006	La boîte de 500 pièces en emballage individuel
B.003.011	La boîte de 100 pièces par 5
B.003.012	La boîte de 500 pièces par 5

SONDE MOUSSE BLEUE

Sonde d'insémination professionnelle, mousse bleue.

Grâce à son embout mousse et sa structure en lamelles, cette sonde a été conçue pour l'insémination des jeunes truies.

Cette sonde professionnelle est conditionnée seule dans un emballage plastique à ouverture facile. Elle peut être directement introduite, emballée, dans le vagin de la truie sur une dizaine de cm. Le plastique peut être immédiatement retiré après cette première opération. Aucune bactérie ne peut passer dans le corps de l'animal. Cette technique a pour objet d'améliorer le taux de fécondation.

Emballage individuel, par 5 ou 25 pièces. En boîte de 100 ou 500 pièces.

Code	Cdt.
B.003.007	La boîte de 100 pièces en emballage individuel
B.003.008	La boîte de 500 pièces en emballage individuel
B.003.040	La boîte de 100 pièces par 5
B.003.041	La boîte de 500 pièces par 5
B.003.042	La boîte de 100 pièces par 25
B.003.043	La boîte de 500 pièces par 25



SONDE MELROSE JAUNE

Sonde spiralée à usage unique Melrose jaune. Emballage par 25 pièces. En boîte de 100 ou 500 pièces.

Code	Cdt.
B.003.013	La boîte de 100 pièces par 25
B.003.014	La boîte de 500 pièces par 25



SONDE MELROSE ORANGE

Sonde spiralée à usage unique Melrose orange. Sonde pour l'insémination des jeunes truies, embout orange. La forme de l'embout mousse imite celle du pénis du verrat. Usage unique. Emballage par 5 pièces. En boîte de 100 ou 500 pièces.

Code	Cdt.
B.003.015	La boîte de 100 pièces par 5
B.003.016	La boîte de 500 pièces par 5



SONDE INTRA-UTÉRINE

Sonde intra-utérine en emballage individuel. En boîte de 500 pièces.

Code	Cdt.
B.003.039	La boîte de 500 pièces en emballage individuel



Echographie



SONDE DE LAVAGE

Sonde spéciale pour le lavage de l'utérus. L'embout de petite taille empêche que des impuretés ne pénètrent dans le corps de la truie. En boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
B.003.019	La boîte



RACCORD SOUPLE

Ce raccord d'environ 40 cm permet de rallonger la sonde d'insémination. Emballage par 25 pièces. La boîte de 500 pièces.

Code	Cdt.
B.003.020	La boîte



RACCORD BLISTER

Emballage par 25 pièces. La boîte de 500 pièces.

Code	Cdt.
B.003.038	La boîte



SONDE POUR COCHETTE

Sonde pour cochette avec embout en forme d'olive. Emballage par 20 pièces. La boîte de 100 ou 500 pièces.

Code	Cdt.
B.003.017	La boîte de 100 pièces par 20
B.003.018	La boîte de 500 pièces par 20



ECHOGRAPHE DRAMINSKI

Scanner professionnel fiable et robuste. La définition très précise de l'image permet de réaliser des diagnostics de gestation précis sur de nombreuses espèces à des stades de gestation précoce (18 jours pour la truie). Permet de réaliser des mesures de la couche de gras dorsale. Les images peuvent être transférées sur l'ordinateur ; ceci n'est cependant pas valable pour les modèles SonoFarm. Le boîtier en aluminium est en particulier protégé contre l'humidité et la poussière (Norme IP 65). L'échographe peut être porté au niveau de la ceinture ou fixé sur une sangle au niveau du cou. Durée de garantie : 2 ans. 3 versions sont disponibles.

Code	Cdt.
B.004.024	Echographe portable sonofarm avec sonde abdominale
B.004.025	Echographe portable sonofarm profi avec sonde rectale ou abdominale
B.004.026	Echographe portable animal profi avec sonde rectale et abdominale



TEST DE GESTATION *appareil Rotech Doppler.*

En utilisant ce procédé, on peut percevoir via un casque d'écoute l'irrigation de l'artère de l'utérus au bout du 18ème jour de gestation et les battements du cœur du porcelet au bout du 42ème jour. Cet appareil possède de nombreux avantages : si des complications surviennent lors d'une mise-bas, on peut alors déterminer si des rejetons vivants se trouvent encore dans le ventre de la mère.

Code	Cdt.
B.004.023	Le test de gestation



GEL POUR ÉCHOGRAPHIE

Ce gel pour échographie existe en 2 conditionnements : flacon de 250 ml et bidon de 5 litres. Le bidon de 5 litres peut être associé à une pompe.

Code	Cdt.
B.004.028	Le flacon
B.004.027	Le bidon
B.004.029	La pompe

Mise bas



CHARIOT MATERNITÉ PROFESSIONNEL

Chariot de maternité professionnel en inox avec accessoires.
Ce chariot de maternité robuste est équipé de roues avec un système de blocage. Etroit et très maniable, il est adapté à tous les types de locaux.
Le chariot est livré avec les accessoires suivants :

- 2 caisses pour les porcelets avec grilles d'évacuation,
- 1 support pour les seringues, les scalpels... (existe aussi en article séparé : C.001.047),
- 1 bac de rangement à l'avant du chariot.

Une balance électronique peut être installée sur une des caisses.
Aucun matériel supplémentaire n'est requis.
Dimensions : env. 145 x 46 x 93 cm.

Code	Cdt.
C.001.042	Le chariot



CHARIOT MATERNITÉ junior.

Chariot de maternité en structure inox.
Eroit et maniable, le chariot s'adapte à toutes les situations. Ce modèle possède les mêmes caractéristiques que la référence C.001.042, à l'exception des emplacements prévus pour les porcelets.
Cet article est fourni sans les accessoires.
Dimensions : 125 x 46 x 93 cm.

Code	Cdt.
C.001.050	Le chariot



BALANCE MOBILE EN INOX

Balance électronique standard, s'adapte sur tous les chariots de maternité.

Code	Cdt.
C.001.043	La balance

BALANCE ÉLECTRONIQUE professionnelle.

Balance professionnelle avec afficheur digital séparé.
Solide, cette balance convient parfaitement au travail en porcherie.
Livrée avec crochets de fixation.

Code	Cdt.
C.001.044	La balance

ACCESSOIRES de chariot de maternité.

Le chariot de maternité peut être complété par une série d'accessoires livrés séparément.



- le support pour boîte de rangement,
- la boîte de rangement avec anse,



- le support inox pour seringues, meuleuse, coupe queue...



- le dispositif de fixation pour support pour castration (voir p17),



- la rallonge électrique avec 4 prises. Multiprise avec rallonge de 10 m permettant le branchement de 4 appareils.

Code	Cdt.
C.001.046	Le support pour boîte de rangement
C.001.049	La boîte de rangement
C.001.047	Le support inox
C.001.048	Le support pour castration
C.001.045	La rallonge électrique



TAPIS ECO-COMFORT

Tapis cartonné pour porcelets.
Rouleau de 100 m x 1,20 m.

Code	Cdt.
C.003.101	Le rouleau



GEL LUBRIFIANT

non spermicide.

Il est recommandé d'utiliser ce gel lubrifiant pour introduire le sperme dans l'utérus de la truie ou extraire le porcelet du ventre de l'animal.

En flacon de 0,5 ou 1 litre.

Code	Cdt.
C.001.005	Le flacon de 1 litre
C.001.006	Le flacon de 0,5 litre



GANTS DE FOUILLE

Pour utilisation intensive.
Gants de fouille anti-déchirures de 90 cm.
La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
C.001.002	La boîte



GANTS DE FOUILLE

Gants de fouille standard de 90 cm.
La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
C.001.004	La boîte



GANTS DE DÉLIVRANCE

avec lasso.

Le lot de 5 pièces.

Code	Cdt.
C.001.003	Le lot



FORCEPS

Longueur : 53 cm.

Code	Cdt.
C.001.056	Le forceps



LASO DE DÉLIVRANCE

plastique pour porcelet.

En cas d'expulsion difficile du porcelet, le passage peut être facilité à l'aide de ce nœud coulant.

Ce «lasso de naissance» est constitué d'un tube flexible plastifié, à l'intérieur duquel passe un câble en acier non gainé.

Le lasso s'enroule simplement autour de la tête, de la mâchoire ou des pattes arrière du porcelet afin de l'extirper, sans qu'aucune partie du corps de l'animal ne soit blessée.

Il est impératif d'appliquer une dose suffisante de gel lubrifiant (code article C.001.005).



Boucle placée sur la mâchoire supérieure.



Le nœud coulant peut être ajusté en dessous ou au dessus du jarret.

Code	Cdt.
C.001.057	Le lasso



STALDREN

poudre hygiénique.

Ce produit hygiénique et absorbant d'humidité a été testé par des laboratoires reconnus à l'échelle internationale.

Sans phosphate et avec un pH neutre, cette poudre a l'avantage de ne pas dessécher la peau déjà fine de l'animal. Une peau éraflée ou craquelée le fragilise et le rend sensible aux infections et autres maladies.

La poudre absorbe l'humidité et toute forme de liquide, désinfecte et nettoie l'environnement de l'animal. Cette poudre contribue à l'amélioration de l'environnement d'un élevage. La pression microbienne est plus faible et par conséquent, les odeurs désagréables se voient diminuées. Détails page suivante.



STALDREN

- suite -

Conseils d'utilisation :

Une poignée de Staldren par m² deux fois par semaine suffit à assécher et assainir le milieu de vie de l'animal.

Après chaque nettoyage de la porcherie, répandre le produit sur le sol, en particulier aux endroits humides. Disséminer ensuite une poignée de produit par m², et ce, deux fois par semaine.

Il est recommandé d'utiliser cette poudre aussi souvent que possible si la porcherie est très humide ou si un animal est malade.

A chaque étape de l'élevage porcin, il est essentiel de maintenir la pression microbienne à un niveau aussi faible que possible. Staldren vous aide à optimiser l'hygiène de votre porcherie.

En sac de 25 kg et en palette de 40 sacs (sans frais de port).

Code	Cdt.
C.001.092	Le sac
C.001.092a	La palette

FASTRACK

Complément nutritionnel.

Ce produit améliore l'ingestion et la digestion. Les animaux mangent plus et valorisent mieux leurs aliments. Facile à mélanger à la ration de base.

Le sac de 2,27 kg. (Plus de détails p 19).

Code	Cdt.
C.006.110	Le sac



FASTRACK

non-ruminant gel.

Complément nutritionnel, seringue de 32 ml. Les suppléments nutritionnels probiotiques : une méthode naturelle.

La boîte de 12 seringues 32 ml. (Plus de détails p 19).

Code	Cdt.
C.006.111	La boîte



VALISE INCUBATEUR

Cuveuse à température contrôlée.

Cet appareil réduit considérablement le taux de mortalité chez les porcelets faibles ou en hypothermie à la naissance.

A l'intérieur de la cuveuse, les porcelets nouveau-nés, faibles ou en hypothermie, peuvent être maintenus à une température ambiante favorisant leur survie.

Après avoir couvert le fond du caisson de poudre hygiénique, placer le porcelet à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit complètement réchauffé. La température peut être réglée jusqu'à 40 °C. Dimensions : 100 x 50 x 50 cm.

Code	Cdt.
C.001.001	La valise



TAPIS THERMO OASE

matelas à eau chauffant : Chauffage par le sol.

Cette couche chauffante pour porcelets emmagasine la chaleur provenant du sol et la restitue en surface. Elle les protège par ailleurs contre les surfaces rugueuses. L'oscillation de l'eau contenue dans ce matelas apaise les animaux.

La répartition homogène de l'eau à l'intérieur du matelas garantit sa stabilité même lorsque le sol est en pente.

Plusieurs dimensions sont proposées :

- Matelas 115 x 45 cm.
- Matelas 105 x 55 cm.
- Matelas d'angle 80 x 80 x 27 cm.

Code	Cdt.
C.001.093	Le matelas 115 x 45 cm
C.001.094	Le matelas 105 x 55 cm
C.001.095	Le matelas d'angle 80 x 80 x 27 cm

TAPIS THERMO OASE

matelas à eau chauffant : Chauffage par lampes infrarouges ou à gaz.

Cette couche chauffante emmagasine les émissions de chaleur des lampes infrarouges ou des lampes à gaz et la restitue en surface. La double isolation protège les porcelets du froid.

Le matelas est en outre recouvert d'une matière qui capte l'ensoleillement et optimise la restitution calorifique.

Plusieurs dimensions sont proposées :

- Matelas 115 x 45 cm.
- Matelas 105 x 55 cm.
- Matelas d'angle 80 x 80 x 27 cm.

Code	Cdt.
C.001.096	Le matelas 115 x 45 cm
C.001.097	Le matelas 105 x 55 cm
C.001.098	Le matelas d'angle 80 x 80 x 27 cm



NUTRASOL

Complément nutritionnel pour porcelets. Nutrasol est un aliment unique sous forme de gel pour les porcelets nouveaux nés. Il a été spécialement développé pour apporter de l'énergie nécessaire à la survie du porcelet nouveau né.

Le flacon de 250 ml. (Plus de détails p 19).

Code	Cdt.
C.006.109	Le flacon



SUPPORT DE LAMPE

LEXAN.

Support de lampe LEXAN avec 2.5 m de câble.

Le LEXAN est un techno polymère particulier qui n'absorbe ni ne disperse vers le haut la chaleur produite par la lampe.

Douille en céramique dense ventilée qui empêche la surchauffe, et la casse de la lampe.

Câble en silicone.

La dernière innovation reste la plus remarquable. Elle concerne le montage ou le démontage rapide, par un seul mouvement rotatif, de l'ensemble système d'accrochage et douille céramique.

Cette facilité d'accès aux différents éléments permet à l'éleveur d'assumer aisément la manutention et le nettoyage de l'appareil.

La simplicité de sa conception et la qualité des matériaux font de ce nouveau support un produit de qualité apte à satisfaire toutes les exigences des éleveurs.



Code	Cdt.
C.001.112	Le support



INTERHEAT

Lampe infrarouge, 100 à 250 watts, coloris blanc ou rouge.

Lampe infrarouge de longue durée, avec douille renforcée. Cette lampe dégage 30 % de chaleur de plus qu'une lampe infrarouge classique avec un nombre de watts équivalent.

Vendues par lot de 2 ou de 24.

Code	Cdt.
C.001.058	Les 2 lampes 100 w. blanc
C.001.059	Le lot de 24 lampes 100 w. blanc
C.001.060	Les 2 lampes 100 w. rouge
C.001.061	Le lot de 24 lampes 100 w. rouge
C.001.062	Les 2 lampes 150 w. blanc
C.001.063	Le lot de 24 lampes 150 w. blanc
C.001.064	Les 2 lampes 150 w. rouge
C.001.065	Le lot de 24 lampes 150 w. rouge
C.001.066	Les 2 lampes 175 w. blanc
C.001.067	Le lot de 24 lampes 175 w. blanc
C.001.068	Les 2 lampes 175 w. rouge
C.001.069	Le lot de 24 lampes 175 w. rouge
C.001.070	Les 2 lampes 250 w. blanc
C.001.071	Le lot de 24 lampes 250 w. blanc
C.001.072	Les 2 lampes 250 w. rouge
C.001.073	Le lot de 24 lampes 250 w. rouge



PHILIPS

Lampe infrarouge, 150 à 250 watts, coloris blanc ou rouge.

Vendue à l'unité ou par lot de 30.

Code	Cdt.
C.001.076	La lampe 150 w. blanc
C.001.077	Le lot de 30 lampes 150 w. blanc
C.001.078	La lampe 150 w. rouge
C.001.079	Le lot de 30 lampes 150 w. rouge
C.001.082	La lampe 250 w. blanc
C.001.083	Le lot de 30 lampes 250 w. blanc
C.001.084	La lampe 250 w. rouge
C.001.085	Le lot de 30 lampes 250 w. rouge



PROTECTEUR

pour lampe infrarouge.

Le protecteur pour lampe infrarouge est proposé dans différentes configurations :

- avec ou sans interrupteur,
- équipé de 2,5 m ou 5 m de câble et chaîne.

Vendu par lot de 2.

Code	Cdt.
C.001.086	Le lot de 2 protecteurs 2,5 m de câble sans interrupteur
C.001.087	Le lot de 2 protecteurs 2,5 m de câble avec interrupteur
C.001.088	Le lot de 2 protecteurs 5 m de câble sans interrupteur
C.001.089	Le lot de 2 protecteurs 5 m de câble avec interrupteur



PROTECTEUR

pour lampe infrarouge Interheat.

Protecteur pour lampe infrarouge robuste et lavable. Ce modèle équipé de 2,5 m de câble est proposé avec ou sans interrupteur.

Vendu par lot de 2.

Code	Cdt.
C.001.090	Le lot de 2 protecteurs sans interrupteur
C.001.091	Le lot de 2 protecteurs avec interrupteur

Coupe queue


COUPE-QUEUE
électrique 220 volts.

Particulièrement adapté aux opérations exécutées en série, l'appareil atteint en fonctionnement des températures allant jusqu'à 650°C.
 Longueur de la prise : 2.90 m.
 L'appareil peut être complété par le support de fixation mural.

Code	Cdt.
C.002.017	Le coupe-queue
C.002.019	Le support mural


PINCE COUPE-QUEUE À GAZ
standard.

Grâce à cette pince, vous coupez et cautérisez la queue en un seul geste. La plaie refermée ne risque plus de s'infecter.
 Le couteau du coupe queue, c'est-à-dire l'extrémité du brûleur, peut chauffer jusqu'à 350 °C.
 Le coupe queue se recharge avec du gaz. Il fonctionne approximativement durant 120 minutes, une fois le réservoir rempli.
 2 accessoires sont associés au produit :
 - le brûleur de recharge.
 - le réservoir de recharge.

Code	Cdt.
C.002.016	Le coupe-queue
C.002.020	Le brûleur de recharge
C.002.021	Le réservoir de recharge


PINCE COUPE-QUEUE À GAZ
Picmatic 120.

Ergonomique, le Picmatic 120 est une pince coupe-queue à gaz avec couteau. Il coupe la queue et cautérise la plaie dans le même temps, ce qui prévient les infections.
 Le couteau du coupe queue peut chauffer jusqu'à 350 °C.
 Le réservoir rempli, le coupe queue peut fonctionner pendant environ 90 minutes.
 2 accessoires sont associés au produit :
 - le brûleur de recharge.
 - le réservoir de recharge.

Code	Cdt.
C.002.015	Le coupe-queue
C.002.020	Le brûleur de recharge
C.002.021	Le réservoir de recharge


COUTEAU EN V
pour coupe-queue électrique.

Accessoire de l'article C.002.017.

Code	Cdt.
C.002.018	Le couteau


RECHARGE DE GAZ
250 ml.

Code	Cdt.
C.002.022	La recharge

Meules


MEULEUSE À DENTS
sans fil - Picmatic 110.

Outil indispensable à tous les éleveurs porcins, il évite que les dents des porcelets ne s'effritent, ne saignent et donc ne s'infectent.
 Avec sa tête en diamant, vous pouvez poncer les dents pointues en toute sécurité, sans abîmer les gencives. La meule fonctionne soit avec des recharges (autonomie de 90 minutes) ou sur secteur (12 V).
 L'appareil peut être complété avec les accessoires suivants :
 - l'alimentation secteur.
 - la batterie de recharge.
 - le chargeur de batterie.

Code	Cdt.
C.003.009	La meuleuse rechargeable
C.003.010	La meuleuse sur secteur 12V
C.003.010	L'alimentation secteur
C.003.012	La batterie de recharge
C.003.014	Le chargeur de batterie

DIAMANT PIC 110

Diamant pour meuleuse Picmatic 110.

Code	Cdt.
C.003.013	Le diamant


MEULEUSE ÉLECTRIQUE
avec régime variable.

Meule à dents électrique 220 V, avec vitesse de rotation réglable et renfort aluminium.

Code	Cdt.
C.003.011	La meuleuse

Castration



SUPPORT DE CASTRATION

Les porcelets sont positionnés sur le dos, les pattes arrières maintenues tendues vers l'avant et bloquées à l'aide du rabat. La castration peut alors être correctement effectuée.

Ce support peut être accroché sur la paroi du box ou être directement bloqué sur le chariot avec les fixations adéquates (Art. C.001.048 - voir p12).

L'appareil à castrer en inox, avec support existe en 2 versions :

- pour porcelets de 2 à 7 jours.
- pour porcelets de plus de 7 jours.

Code	Cdt.
C.004.039	L'appareil à castrer pour porcelets de 2 à 7 jours
C.004.040	L'appareil à castrer pour porcelets de plus de 7 jours



BISTOURI EN INOX *non pliable.*

Bistouri en inox non pliable n° 4.

Code	Cdt.
C.002.025	Le bistouri



BISTOURI EN INOX *Pliable.*

Bistouri en inox pliable n° 4.

Code	Cdt.
C.002.026	Le bistouri



LAMES À CASTRER

Lames à castrer n° 22, non stériles. La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
C.002.024	La boîte

Ciseaux et petite instrumentation



PINCE D'ARTÈRE INOX

Pince d'artère, inox, modèle ciseau, courbée et dentelée, ± 18 cm.

Code	Cdt.
C.005.027	La pince



PINCE PORTE-AIGUILLES

Pince porte-aiguilles, inox, droite et dentelée, longueur ± 17 cm

Code	Cdt.
C.005.028	La pince



FIL DE SUTURE NON-STÉRILE

Fil de suture perlon, non-stérile.

Existe en 3 épaisseurs : 2, 3 et 4.

- Epaisseur 2 longueur 40 m.
- Epaisseur 3 longueur 30 m.
- Epaisseur 4 longueur 25 m.

Code	Cdt.
C.005.029	La bobine de fil épaisseur 2
C.005.030	La bobine de fil épaisseur 3
C.005.031	La bobine de fil épaisseur 4



AIGUILLE À SUTURE

Aiguille à suture avec œil, demi-lune

Existe en 2 tailles : 4 cm et 5,5 cm.

La boîte de 12 pièces.

Code	Cdt.
C.005.032	La boîte en 5,5 cm
C.005.033	La boîte en 4 cm



FIL DE SUTURE STÉRILE

Fil de suture stérile résorbable USP 2 épaisseur 6. La bobine de 25 m.

Code	Cdt.
C.005.107	La bobine

Soins



THERMOMÈTRE VÉTÉRINAIRE étanche.

Ce thermomètre digital équipé d'une tête rigide est étanche à l'eau.

Code	Cdt.
C.006.007	Le thermomètre



THERMOMÈTRE VÉTÉRINAIRE étanche.

Thermomètre digital avec tête flexible. Plus efficace qu'un thermomètre classique, il affiche la température précise de l'animal en un temps record, quelle que soit la température ambiante.

Code	Cdt.
C.006.008	Le thermomètre



GILET DE SAUVETAGE

Le gilet stabilise dans une eau à 40°C un porclet avec une circulation défaillante. Le boîtier de 5 pièces.

Code	Cdt.
C.006.034	La boîte



RUBAN ANTI-SPLAYLEG avec Velcro.

Le ruban anti-splayleg est recommandé pour éviter que les pattes des porclets ne s'écartent. Fixation velcro. Le lot de 12 rubans.

Code	Cdt.
C.006.035	Le lot



SPARADRAP LEUKOPLAST

Laisse passer l'air, étanche. On peut avoir recours au sparadrap afin de rapprocher les pattes du porclet lorsque ce dernier a tendance à les écarter et rencontre des difficultés à marcher, ou encore afin de coller les tétines des porclets femelles destinées à l'élevage. Ne pas utiliser ce produit sans avis du vétérinaire.

Existe en plusieurs largeurs :
- Largeur 1,25 cm rouleau de 9,2 m.
- Largeur 2,50 cm rouleau de 9,2 m.
- Largeur 5 cm rouleau de 5 m.

Code	Cdt.
C.006.036	Le rouleau largeur 1,25 cm
C.006.037	Le rouleau largeur 2,50 cm
C.006.038	Le rouleau largeur 5 cm



LAIT EN POUDRE Normi.

Poudre lactée Porciform PIGI. Substitut lacté pour porclets. Le substitut Normi-PIGI convient parfaitement à l'utilisation de la louve pour porclets. Il est soluble aussi bien chaud que froid, sans qu'aucun grumeau ne se forme.

Ce complément lacté compense le déficit de production de lait de la truie. Verser chaque jour dans une augette le lait Normi ; doser en fonction du nombre et de l'âge des porclets de la portée.

La poudre se dissout dans une eau tiède (environ 30 °C) à raison de 150 g par litre. Lorsque l'animal est en situation de stress, le lait Normi-PIGI maintient le pH de

l'estomac à un niveau faible et empêche la prolifération de bactéries. Le sac de 25kg.

Code	Cdt.
C.006.041	Le sac



TALC EN SPRAY

Le talc en spray est utilisé en soin préventif contre les lésions superficielles de la peau. En spray de 200 ou 400 ml.

Code	Cdt.
C.006.051	Le spray de 200 ml
C.006.052	Le spray de 400 ml



SPRAY ARGENTÉ ALOXAN antibactérien.

Le spray argenté aseptisant permet de désinfecter les instruments médicaux. Le spray de 200 ml.

Code	Cdt.
C.006.053	Le spray



SPRAY BLEU

Spray antiseptique bleuté. Le spray de 200 ml.

Code	Cdt.
C.006.054	Le spray



SPRAY DÉSINFECTANT

Soin nourrissant à base d'oxyde de zinc. Régénère la peau naturellement. Aide l'épiderme à lutter contre les agressions extérieures. Nourrit la peau sèche qui se craquelle. Prévient le dessèchement de la peau trop sollicitée et renforce l'élasticité. Pour les animaux uniquement. Substances actives : Oxyde de zinc 9,68, lanoline, allantoiné. Le spray de 200 ml.

Code	Cdt.
C.006.055	Le spray



RESORB

Complément nutritionnel pour porcelets. Le bidon de 2 ou 10 litres.

Code	Cdt.
C.006.103	Le bidon de 2 litres
C.006.104	Le bidon de 10 litres



PIGGYBOOST

Complément nutritionnel pour porcelets. Piggiboost est un gel pour porcelets nouveaux-nés qui contient toutes les substances nécessaires à sa survie. Il contient entre autres des extraits de plantes, de l'énergie facilement assimilable, du colostrum, des vitamines et des bactéries d'acide lactique.

Conservation : flacon multi doses "sous vide" de 100 ml pour environ 50 applications.

A stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. La durée de conservation non-ouvert est de 24 mois. Après ouverture à utiliser dans les 3 mois. Le flacon de 100 ml.

Code	Cdt.
C.006.108	Le flacon



NUTRASOL

Complément nutritionnel pour porcelets. Nutrasol est un aliment unique sous forme de gel pour les porcelets nouveaux-nés. Il a été spécialement développé pour apporter l'énergie nécessaire à la survie du porcelet nouveau né.

Nutrasol est une combinaison d'huiles de poissons contenant des huiles essentielles et des produits laitiers très digestes.

C'est un apport énergétique concentré, immédiatement disponible pour le métabolisme du porcelet.

L'injection de 2 ml de Nutrasol dès la naissance, permet aux porcelets de renforcer ses défenses immunitaires.

Un pistolet doseur standard est joint par boîte.

A utiliser dans les 60 jours après ouverture.

Le flacon de 250 ml.

Code	Cdt.
C.006.109	Le flacon



FASTRACK

Complément nutritionnel.

Ce produit améliore l'ingestion et la digestion. Les animaux mangent plus et valorisent mieux leurs aliments. Facile à mélanger à la ration de base.

Ingrédients : sous produits de céréales, sous produits de la fabrication de sucre, minéraux. Additifs : bactéries lactiques.

Avantages :

- stimule l'ingestion,
- améliore la digestion,
- améliore l'état de santé,
- améliore les performances de croissance,
- utilisable sur différentes espèces animales.

Mode d'emploi :

Ajouter à la ration :

Porcs <65 kg : 10-20 g / 10 animaux / jour

Porcs >65 kg : 20-40 g / 10 animaux / jour

Le sac de 2,27 kg.

Code	Cdt.
C.006.110	Le sac



FASTRACK

non-ruminant gel.

Complément nutritionnel.

Les suppléments nutritionnels probiotiques : une méthode naturelle.

La concentration unique de bactéries vivantes supplémentaires ainsi que d'autres ingrédients contenus dans le probiotique FASTRACK contribue à assurer une population importante de micro-organismes bénéfiques dans le tractus digestif des animaux.

Le gel est formulé pour stimuler l'appétit des porcelets nouveaux-nés.

Il améliore la digestion et la prise d'alimentation ; les animaux obtiennent plus de résistance et ont moins de problèmes de santé.

Mode d'emploi :

Porcelet à la naissance :

1 ml / animal / jour.

A utiliser rapidement après ouverture.

Seringues de 32 ml en boîte de 12 seringues.

Code	Cdt.
C.006.111	La boîte

Seringues hypodermiques



SERINGUE KAYCEE

Seringue automatique avec porte flacon et tube raccord.

Livable avec raccord à visser ou Luer Lock.

Ce produit vous procure un confort de travail sans comparaison. Vous combinez ainsi précision et cadence de travail soutenue. Simple d'utilisation et d'entretien, cette seringue est très robuste.

3 modèles sont disponibles à la vente :

- MK1 seringue d'un volume de 0.1 ml à 1 ml, injection par 0.1 ml.
- MK2 seringue d'un volume de 0.5 ml à 2 ml, injection par 0.25 ml.
- MK3 seringue d'un volume de 1 ml à 5 ml, injection par 0.5 ml.

Tous les modèles sont livrables avec un porte flacon (volume allant de 20 à 100 ml) ou un tube raccord long d'un mètre, étudié pour prélever du liquide dans de plus grands récipients (vaccination).

Cette seringue, très maniable, est facile à nettoyer et à stériliser. Toutes les aiguilles

courantes sont compatibles avec la seringue. Elles peuvent être soit vissées, soit fixées sur l'embout Luer Lock.

La version MK3 est particulièrement pratique en cas de vaccination en série. Des rallonges spéciales s'adaptent à la seringue pour ce type d'intervention. A cet effet, l'embout pour aiguilles peut être dévissé et remplacé par la rallonge.

Précision : dosage exact, maîtrise parfaite.
Confort : injections sans fatigue même lors des process plus longs.

Simplicité : la détente du piston s'auto-régule.

Solidité.

Flexibilité : vaste choix de doses et de modèles.

La seringue Kaycee avec support bouteilles
+ tuyau raccordement.

Code	Cdt.
D.001.002	La seringue Kaycee MK1
D.001.003	La seringue Kaycee MK2
D.001.006	La seringue Kaycee MK3

SERINGUE KAYCEE

Avec tuyau de raccordement.

Code	Cdt.
D.001.001	La seringue Kaycee MK1
D.001.004	La seringue Kaycee MK2
D.001.007	La seringue Kaycee MK3

KIT JOINTS SERINGUE

Code	Cdt.
D.001.010	Le kit MK1
D.001.008	Le kit MK2
D.001.009	Le kit MK3



RALLONGE

50 cm pour seringue Kaycee.

Code	Cdt.
D.001.011	La rallonge porcelet
D.001.012	La rallonge truie
D.001.013	La rallonge Luer Lock



RALLONGE SOUPLE

En plastique souple avec tuyau.


Code	Cdt.
D.001.015	La rallonge 70 cm
D.001.016	La rallonge 90 cm



SERINGUE DE VACCINATION BMV.

2 ml Stérimatic avec support bouteilles.
Livré sans kit Stérimatic (voir articles D.001.053, D.001.054 et D.001.055 p 21).

Code	Cdt.
D.001.052	La seringue



PIECES DE RECHANGE

pour seringue Kaycee.

Repérez les éléments sur les schémas ci-dessus puis passez commande par téléphone.



KIT STERIMATIC

Blanc, pour les porcelets, 12 mm de profondeur d'injection.
Vert, pour les porcs, de 25 mm de profondeur d'injection.
Bleu, pour les truies, de 35 mm de profondeur d'injection.

Code	Cdt.
D.001.053	Le kit Sterimatic 12 mm
D.001.054	Le Kit Sterimatic 25 mm
D.001.055	Le Kit Sterimatic 35 mm

SERINGUE STERIMATIC

Seringue de vaccination BMV, équipée du système Stérimatic.
Blanc, 12 mm pour porcelet.
Vert, 25 mm pour porc charcutier.
Bleu, 35 mm pour truie.

Code	Cdt.
D.001.061	La seringue 12 mm
D.001.062	La seringue 25 mm
D.001.063	La seringue 35 mm



AIGUILLES STERIMATIC

1,4 x 25 pour les porcelets 12 mm.
1,4 x 35 pour les porcs de 25 mm.
1,8 x 49 pour les truies 35 mm.
La boîte de 5 pièces.

Code	Cdt.
D.001.057	La boîte de 5 aiguilles 12 mm
D.001.058	La boîte de 5 aiguilles 25 mm
D.001.059	La boîte de 5 aiguilles 35 mm



BOUCHON «STERICAPS»

Pour 500 injections stériles.
Le lot de 5 bouchons.

Code	Cdt.
D.001.056	Le lot



ADAPTATEUR STERIMATIC pour seringue Kaycee.

Code	Cdt.
D.001.064	L'adaptateur



ADAPTATEUR STERIMATIC pour seringue Roux.


Code	Cdt.
D.001.065	L'adaptateur



CAPSULE STÉRILISANTE Sterimatic pour flacons.

Stérilise les aiguilles et supprime ainsi le risque de propagation de virus et de microbes lors des injections.

Code	Cdt.
D.001.066	Le bouchon pour flacon de 50/100 ml
D.001.067	Le bouchon pour flacon 250 ml



SERINGUE DE VACCINATION avec porte-flacon Prima Tech.

Le tube transparent permet de contrôler la quantité de liquide injectée.
Seringue avec réglage continu des injections, compatible uniquement avec des canules de type Luer-Lock.

Code	Cdt.
D.001.068	La seringue 2 ml
D.001.069	La seringue 5 ml



PISTON PRIMA TECH

Disponible en 2 ml et 5 ml.

Code	Cdt.
D.001.070	Le piston devant 2 ml
D.001.072	Le piston devant 5 ml



PORTE-FLACON Prima Tech.

Code	Cdt.
D.001.071	Le porte-flacon



SERINGUE ECO-MATIC

Seringue automatique avec système d'auto remplissage et porte-flacon.

En version 2 ml :

Porte flacon fixe en plastique.

Tailles des flacons : 50 ml et 100 ml.

Ergonomique.

Embout métallique à visser pour canule.

Dosage précis. Léger et maniable.

2 ml avec porte-flacon.

Code	Cdt.
D.001.073	La seringue



SERINGUE FERROMATIC

automatique avec porte-flacon.

Seringue automatique avec porte-flacon fait d'acier et de verre.

Dosage de 0,1 à 3 ml par injection.

Réglage précis et continu des doses.

Changement de flacon rapide et efficace.

Seringue idéale pour les injections courantes en flacon de 100 ml telles que les injections de fer.

Code	Cdt.
D.001.075	La seringue



CYLINDRE VERRE

Pour seringue Ferromatic 3 ml.

Code	Cdt.
D.001.076	Le cylindre



KIT JOINTS DE RECHANGE

Pour seringue Ferromatic.

Code	Cdt.
D.001.077	Le Kit

Seringues automatiques



SERINGUE ROUX REVOLVER

Code	Cdt.
D.002.078	La seringue 30 ml 0,5-2,5 ml
D.002.079	La seringue 30 ml 1-5 ml
D.002.080	La seringue 50 ml 1-5 ml



RALLONGE

pour seringue Roux.

Code	Cdt.
D.002.081	La rallonge 50 ml



SERINGUE ROUX REVOLVER

avec rallonge.

Code	Cdt.
D.002.082	La seringue 30 ml avec rallonge 1-5 ml
D.002.083	La seringue 50 ml avec rallonge 1-5 ml



CYLINDRE

pour seringue Roux-Revolver.

Code	Cdt.
D.002.084	Le cylindre pour seringue 30 ml
D.002.085	Le cylindre pour seringue 50 ml



JOINTS DE REMPLACEMENT

pour seringue Roux 30 et 50 ml.

Code	Cdt.
D.002.087	Les joints



SERINGUE HENKE

Multimatic.

Seringue spécialement conçue pour la vaccination en série.

Design novateur et ergonomique, excellente maniabilité, corps du pistolet et tube de la seringue très solides, résiste aux rayons UV.
Grâce à la molette réglant le dosage, le travail réalisé est d'une extrême précision avec une marge d'erreur possible d'1% seulement.
Démontage rapide de la seringue.
Stérilisation à 134°C.

Code	Cdt.
D.002.096	La seringue 25 ml
D.002.098	La seringue 25 ml Luer-Lock
D.002.097	La seringue 50 ml
D.002.099	La seringue 50 ml Luer-Lock

DEVANT MULTIMATIC

Code	Cdt.
D.002.100	Le devant 25 ml
D.002.101	Le devant 25 ml Luer Lock

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Pour seringue Multimatic de 25 ml.

Code	Cdt.
D.002.102	Le joint

Seringue nylon & jetable



SERINGUE NYLON

Poignée en métal, qualité supérieure.

Code	Cdt.
D.003.088	La seringue 10 ml
D.003.092	La seringue Luer Lock 10 ml
D.003.089	La seringue 20 ml
D.003.093	La seringue Luer Lock 20 ml
D.003.090	La seringue 30 ml
D.003.094	La seringue Luer Lock 30 ml
D.003.091	La seringue 50 ml
D.003.095	La seringue Luer Lock 50 ml



SERINGUES JETABLES

Normject.

En 2, 5, 10 ou 20 ml. La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
D.005.203	La boîte de 100 seringues 2 ml
D.005.204	La boîte de 100 seringues 5 ml
D.005.205	La boîte de 100 seringues 10 ml
D.005.206	La boîte de 100 seringues 20 ml

Accessoires injection



AIGUILLES PREMIUM

avec raccord fileté.

Code	Cdt.
D.004.105	La boîte de 10 aiguilles 1,0 x 10
D.004.103	La boîte de 10 aiguilles 1,0 x 15
D.004.107	La boîte de 10 aiguilles 1,0 x 20
D.004.109	La boîte de 10 aiguilles 1,2 x 15
D.004.111	La boîte de 10 aiguilles 1,2 x 20
D.004.113	La boîte de 10 aiguilles 1,2 x 25
D.004.115	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 15
D.004.117	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 20
D.004.119	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 25
D.004.121	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 35
D.004.123	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 15
D.004.125	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 20
D.004.128	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 25
D.004.129	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 35
D.004.131	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 15
D.004.133	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 20
D.004.135	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 25
D.004.137	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 35
D.004.139	La boîte de 10 aiguilles 2,0 x 20
D.004.141	La boîte de 10 aiguilles 2,0 x 25
D.004.143	La boîte de 10 aiguilles 2,0 x 35

AIGUILLES PREMIUM

avec raccord Luer Lock.

Code	Cdt.
D.004.106	La boîte de 10 aiguilles 1,0 x 10
D.004.104	La boîte de 10 aiguilles 1,0 x 15
D.004.108	La boîte de 10 aiguilles 1,0 x 20
D.004.110	La boîte de 10 aiguilles 1,2 x 15
D.004.112	La boîte de 10 aiguilles 1,2 x 20
D.004.114	La boîte de 10 aiguilles 1,2 x 25
D.004.116	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 15
D.004.118	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 20
D.004.120	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 25
D.004.122	La boîte de 10 aiguilles 1,4 x 35
D.004.124	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 15
D.004.126	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 20
D.004.127	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 25
D.004.130	La boîte de 10 aiguilles 1,6 x 35
D.004.132	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 15
D.004.134	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 20
D.004.136	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 25
D.004.138	La boîte de 10 aiguilles 1,8 x 35
D.004.140	La boîte de 10 aiguilles 2,0 x 20
D.004.142	La boîte de 10 aiguilles 2,0 x 25
D.004.144	La boîte de 10 aiguilles 2,0 x 35



AIGUILLES D'INJECTION

jetables.

Code	Cdt.
D.004.145	La boîte de 100 aiguilles 0,50 x 16
D.004.146	La boîte de 100 aiguilles 0,60 x 25
D.004.147	La boîte de 100 aiguilles 0,80 x 10
D.004.148	La boîte de 100 aiguilles 0,80 x 16
D.004.149	La boîte de 100 aiguilles 0,80 x 25
D.004.150	La boîte de 100 aiguilles 1,10 x 25
D.004.151	La boîte de 100 aiguilles 1,10 x 40
D.004.152	La boîte de 100 aiguilles 1,20 x 40
D.004.153	La boîte de 100 aiguilles 1,65 x 25
D.004.154	La boîte de 100 aiguilles 2,10 x 38
D.004.155	La boîte de 100 aiguilles 2,10 x 25



AIGUILLES DELVO

standard.

Code	Cdt.
D.004.156	La boîte de 12 aiguilles 10 x 10
D.004.157	La boîte de 12 aiguilles 10 x 1,20
D.004.158	La boîte de 12 aiguilles 10 x 1,40
D.004.159	La boîte de 12 aiguilles 10 x 1,50
D.004.160	La boîte de 12 aiguilles 12 x 0,70
D.004.161	La boîte de 12 aiguilles 15 x 10
D.004.162	La boîte de 12 aiguilles 15 x 1,20
D.004.163	La boîte de 12 aiguilles 15 x 1,40
D.004.164	La boîte de 12 aiguilles 15 x 1,60
D.004.165	La boîte de 12 aiguilles 15 x 1,80
D.004.166	La boîte de 12 aiguilles 15 x 20
D.004.167	La boîte de 12 aiguilles 20 x 1,20
D.004.168	La boîte de 12 aiguilles 20 x 1,40
D.004.169	La boîte de 12 aiguilles 20 x 1,60
D.004.170	La boîte de 12 aiguilles 20 x 1,80
D.004.171	La boîte de 12 aiguilles 20 x 20
D.004.172	La boîte de 12 aiguilles 25 x 1,40
D.004.173	La boîte de 12 aiguilles 25 x 1,60
D.004.174	La boîte de 12 aiguilles 25 x 1,80
D.004.175	La boîte de 12 aiguilles 25 x 20
D.004.176	La boîte de 12 aiguilles 25 x 2,20
D.004.177	La boîte de 12 aiguilles 30 x 1,60
D.004.178	La boîte de 12 aiguilles 30 x 1,80
D.004.179	La boîte de 12 aiguilles 30 x 20
D.004.180	La boîte de 12 aiguilles 35 x 1,60
D.004.181	La boîte de 12 aiguilles 35 x 1,80
D.004.182	La boîte de 12 aiguilles 35 x 20
D.004.183	La boîte de 12 aiguilles 35 x 2,20
D.004.184	La boîte de 12 aiguilles 40 x 20
D.004.185	La boîte de 12 aiguilles 40 x 2,20

AIGUILLES DELVO

Qualité Vétérinaire.

Code	Cdt.
D.004.186	La boîte de 12 aiguilles 10 x 10
D.004.187	La boîte de 12 aiguilles 10 x 1,50
D.004.188	La boîte de 12 aiguilles 15 x 10
D.004.189	La boîte de 12 aiguilles 15 x 1,50
D.004.190	La boîte de 12 aiguilles 15 x 20
D.004.191	La boîte de 12 aiguilles 20 x 10
D.004.192	La boîte de 12 aiguilles 20 x 1,50
D.004.193	La boîte de 12 aiguilles 20 x 20
D.004.194	La boîte de 12 aiguilles 30 x 1,50
D.004.195	La boîte de 12 aiguilles 30 x 20
D.004.196	La boîte de 12 aiguilles 35 x 20
D.004.197	La boîte de 12 aiguilles 40 x 1,50
D.004.198	La boîte de 12 aiguilles 40 x 20
D.004.199	La boîte de 12 aiguilles 50 x 20
D.004.200	La boîte de 12 aiguilles 60 x 20



AIGUILLES RIVARD

Un assortiment d'aiguilles hautement détectables.

HDN - Aiguille hautement détectable.
Connue sous le nom d'aiguille « intelligente », l'aiguille hautement détectable HDN possède des caractéristiques pro-actives qui contribuent vraiment à réduire le risque de perte de l'aiguille.

HDDI - Injecteur ultra-robuste détectable.
L'injecteur ultra-robuste détectable HDDI est une aiguille détectable ultra-robuste à pavillon en laiton chromé, utilisée pour vacciner le gros bétail.

DTN - Aiguille robuste détectable.
L'aiguille robuste détectable DTN présente une canule plus rigide et complète la gamme HDN, procurant une canule plus rigide conçue pour les aiguilles plus longues et une jauge plus grosse.
La boîte de 100 unités.



Code	Cdt.
D.004.208	Aiguilles Rivard instrument HDN 38 x 1,6
D.004.209	Aiguilles Rivard instrument HDN 38 x 1,3
D.004.210	Aiguilles Rivard instrument HDN 38 x 0,9
D.004.211	Aiguilles Rivard instrument HDN 25 x 1,6
D.004.212	Aiguilles Rivard instrument HDN 25 x 1,3
D.004.213	Aiguilles Rivard instrument HDN 25 x 0,9
D.004.214	Aiguilles Rivard instrument HDN 19 x 1,6
D.004.215	Aiguilles Rivard instrument HDN 19 x 1,3
D.004.216	Aiguilles Rivard instrument HDN 19 x 0,9
D.004.217	Aiguilles Rivard instrument HDN 16 x 1,6
D.004.218	Aiguilles Rivard instrument HDN 16 x 1,3
D.004.219	Aiguilles Rivard instrument HDN 16 x 0,9
D.004.220	Aiguilles Rivard instrument HDN 13 x 1,6
D.004.221	Aiguilles Rivard instrument HDN 13 x 1,3
D.004.222	Aiguilles Rivard instrument DTN 50 x 1,6
D.004.223	Aiguilles Rivard instrument DTN 38 x 2,0
D.004.224	Aiguilles Rivard instrument DTN 38 x 1,6
D.004.225	Aiguilles Rivard instrument DTN 38 x 1,3
D.004.226	Aiguilles Rivard instrument DTN 38 x 1,0
D.004.227	Aiguilles Rivard instrument DTN 25 x 2,0
D.004.228	Aiguilles Rivard instrument DTN 25 x 1,6
D.004.229	Aiguilles Rivard instrument DTN 25 x 1,3
D.004.230	Aiguilles Rivard instrument DTN 25 x 1,0
D.004.231	Aiguilles Rivard instrument DTN 19 x 1,6
D.004.232	Aiguilles Rivard instrument DTN 19 x 1,3
D.004.233	Aiguilles Rivard instrument DTN 19 x 1,0
D.004.234	Aiguilles Rivard instrument DTN 16 x 1,6
D.004.235	Aiguilles Rivard instrument DTN 16 x 1,3
D.004.236	Aiguilles Rivard instrument DTN 13 x 1,3
D.004.237	Aiguilles Rivard instrument DTN 13 x 1,0
D.004.238	Aiguilles Rivard instrument HDDI 50 x 1,6
D.004.239	Aiguilles Rivard instrument HDDI 38 x 2,0
D.004.240	Aiguilles Rivard instrument HDDI 38 x 1,8
D.004.241	Aiguilles Rivard instrument HDDI 38 x 1,6
D.004.242	Aiguilles Rivard instrument HDDI 38 x 1,4

D.004.243	Aiguilles Rivard instrument HDDI 38 x 1,3
D.004.244	Aiguilles Rivard instrument HDDI 25 x 2,0
D.004.245	Aiguilles Rivard instrument HDDI 25 x 1,8
D.004.246	Aiguilles Rivard instrument HDDI 25 x 1,6
D.004.247	Aiguilles Rivard instrument HDDI 25 x 1,4
D.004.248	Aiguilles Rivard instrument HDDI 25 x 1,3
D.004.249	Aiguilles Rivard instrument HDDI 19 x 1,8
D.004.250	Aiguilles Rivard instrument HDDI 19 x 1,6
D.004.251	Aiguilles Rivard instrument HDDI 19 x 1,4
D.004.252	Aiguilles Rivard instrument HDDI 19 x 1,3
D.004.253	Aiguilles Rivard instrument HDDI 16 x 1,8
D.004.254	Aiguilles Rivard instrument HDDI 16 x 1,6
D.004.255	Aiguilles Rivard instrument HDDI 16 x 1,4
D.004.256	Aiguilles Rivard instrument HDDI 16 x 1,3
D.004.257	Aiguilles Rivard instrument HDDI 13 x 1,4
D.004.258	Aiguilles Rivard instrument HDDI 13 x 1,3



ARMOIRE DE STOCKAGE des médicaments.

Dimensions : 60 x 50 x 80 cm.
Cette armoire permet de stocker les médicaments en sécurité dans un endroit propre et sec.

Code	Cdt.
D.004.207	L'armoire de stockage



Matériel
pour nutrition**AUGETTE**
acier inoxydable.

Peut être fixée au caillebotis.
Sans réservoir de stockage.

Code	Cdt.
E.001.003	L'augette

**AUGETTE**
plastique.

Peut être fixée au caillebotis.
Le tourniquet compartimente la nourriture.

Code	Cdt.
E.001.004	L'augette

**AUGETTE FLATDECK**
avec silo.

Peut être fixée au caillebotis.
Comporte 10 accès individuels.
Avec réservoir de stockage.

Code	Cdt.
E.001.007	L'augette

**AUGETTE FLATDECK**
sans silo.

Peut être fixée au caillebotis.
Comporte 10 accès individuels.
Sans réservoir de stockage.

Code	Cdt.
E.001.008	L'augette

**AUGETTE BLANCHE**
en PE.

Peut être fixée au caillebotis.
Sans réservoir de stockage.

Code	Cdt.
E.001.009	L'augette

**ABREUVOIR SUCETTE**
à bille.

Composition : inox / laiton.
Limite le gaspillage d'eau.
Des études ont démontré que vous pouvez économiser jusqu'à 50% d'eau avec ce dispositif.
Conseil d'installation : l'abreuvoir sucette à bille doit être placé à l'horizontale (à hauteur de la gueule) ou incliné à 15°. Raccord 1/2".

Code	Cdt.
E.001.121	L'abreuvoir de 66 mm pour porcelet de 30 kg
E.001.122	L'abreuvoir de 79 mm pour porc charcutier de 110 kg
E.001.123	L'abreuvoir de 79 mm pour truie
E.001.124	L'abreuvoir de 79 mm

**ABREUVOIR**
Suevia pour la maternité.

Code	Cdt.
E.001.125	L'abreuvoir

**PROTECTION**
pour abreuvoir Suevia.

Code	Cdt.
E.001.126	La protection

SUCETTES

Code	Cdt.
E.001.127	La sucette 72 mm 1/2 pour les porcelets



Code	Cdt.
E.001.128	La sucette 79 mm 1/2 pour les porcs d'engraissement



Code	Cdt.
E.001.129	La sucette 82 mm 3/4 pour les truies



SYSTÈME DE FLOTTEUR

Aqua-level.

Permet le contrôle du niveau d'eau, livré avec 1,20 m de tuyau.

Cet abreuvoir est l'instrument idéal afin de maintenir un niveau d'eau constant. Son utilisation est notamment préconisée lorsque les porcelets nouveaux nés apprennent à boire.

Principe de fonctionnement :

Le vide crée un effet levier sur une membrane en caoutchouc qui bloque l'arrivée d'eau. L'alimentation peut être également fermée manuellement.

Préalables au bon fonctionnement de l'appareil :

- Une pression constante réglée à 3.5 bars.
- De l'eau propre ou filtrée afin d'éviter tout bouchon.
- La capacité de la conduite d'eau doit être suffisamment importante.

Code	Cdt.
E.001.130	L'Aqua-level
E.001.131	Le lot de 10 Aqua-level
E.001.132	L'Aqua-level avec dispositif pour augette flatdeck



SYSTÈME DE FLOTTEUR

Aqua-level avec abreuvoir inclinable.

Avec ce système de bascule, les porcelets peuvent boire facilement. Ce système permet de nettoyer facilement l'augette.

Code	Cdt.
E.001.133	L'Aqua-level



PELLE ABS

Code	Cdt.
E.001.134	La pelle



MESURE À GRAIN

roto moulé.

Code	Cdt.
E.001.135	La mesure à grain



MESURE À GRAIN

injecté.

Code	Cdt.
E.001.136	La mesure à grain



BROUETTE 330 LITRES

Code	Cdt.
E.001.137	La brouette



CHARIOT 155 LITRES

Code	Cdt.
E.001.138	Le chariot



CHARIOT 345 LITRES

Code	Cdt.
E.001.139	Le chariot

Anti-stress



BALLE EN PLASTIQUE

anti stress.

Ballon de 30 cm de diamètre.

Convient aux porcelets comme aux porcs à l'engrais.

Code	Cdt.
E.002.005	La balle



PIG STAR

Objet de distraction, limitant les agressions. En plastique dur, cette étoile résiste efficacement à l'usure.

Livré avec une chaîne de 75 cm et des porte-mousquetons.

Code	Cdt.
E.002.006	Le Pig Star



HUILE ANTICANNIBALISME

Évite que le porc charcutier ne morde la queue et les oreilles de ses congénères.
Existe aussi en spray.
En flacon de 500 ml et spray de 400 ml.

Code	Cdt.
E.002.053	Le flacon
E.002.054	Le spray



STRESMIN

spray antistress.

Déstresse les animaux en période de changement d'environnement ou d'allotement.
Réduit de manière significative les morsures notamment lors des combats.
Le spray de 400 ml.

Code	Cdt.
E.002.055	Le spray

Marquage identification



SPRAY DE MARQUAGE

Raidex.

Existe en bleu, rouge et vert.
Longue tenue sur la peau de l'animal.
Équipé d'un système anti gaspillage.
La bombe de 400 ml.
Vendu à l'unité ou par carton de 12.

Code	Cdt.
E.003.019	Le spray rouge 400 ml
E.003.020	Le lot de 12 sprays rouges 400 ml
E.003.021	Le spray vert 400 ml
E.003.022	Le lot de 12 sprays verts 400 ml
E.003.023	Le spray bleu 400 ml
E.003.024	Le lot de 12 sprays bleus 400 ml



PISTOLET PULVÉRISATEUR

pour spray de marquage.

S'enclenche simplement sur la bombe de marquage.
La poignée évite les traces de peinture sur les mains.

Code	Cdt.
E.003.018	Le pistolet



SPRAY DE MARQUAGE

Eurofarm.

Existe en bleu, rouge et vert.
Longue tenue sur la peau de l'animal.
Équipé d'un système anti gaspillage.
La bombe de 500 ml.
A l'unité ou par carton de 12.

Code	Cdt.
E.003.012	Le spray rouge 500 ml
E.003.013	Le lot de 12 sprays rouges 500 ml
E.003.014	Le spray vert 500 ml
E.003.015	Le lot de 12 sprays verts 500 ml
E.003.016	Le spray bleu 500 ml
E.003.017	Le lot de 12 sprays bleus 500 ml



PINCE POUR BOUCLES

Primaflex.

Code	Cdt.
E.003.025	La pince



ACCESSOIRES

pour boucles d'identification.

Code	Cdt.
E.003.026	Les accessoires



PINCE POUR BOUCLES

porcelets - Allflex.

Pince pour boucles.

Code	Cdt.
E.003.027	La pince



BOUCLES D'IDENTIFICATION

nues.

Destinées au marquage des animaux adultes.

Minimum de commande : 100 pièces.

Existe en plusieurs couleurs : jaune, rouge et blanc.

Dimensions boucle : 43 x 49 mm.

Code	Cdt.
E.003.031	Les boucles



BOUCLES NUMÉROTÉES

Destinées au marquage des reproducteurs.

Minimum de commande : 100 pièces.

Dimensions boucle : 43 x 49 mm, numérotée sur les 2 faces.

Boucles jaunes numérotées jusque 100 disponibles.

Autres numéros et couleurs sur demande. Délai de livraison : env. 3 semaines.

Code	Cdt.
E.003.035	Boucles 001-100 jaunes
E.003.036	Boucles 101-200 jaunes
E.003.037	Boucles 201-300 jaunes
E.003.038	Boucles 301-400 jaunes
E.003.039	Boucles 401-500 jaunes



FEUTRE NOIR

pour boucles.

Feutre noir pour boucle, police fine, écriture longue durée.

Vendu à l'unité.

Code	Cdt.
E.003.040	Le feutre



MARQUEUR RAIDEX

Vendu à l'unité.

Code	Cdt.
E.003.042	Marqueur rouge
E.003.043	Marqueur vert
E.003.044	Marqueur bleu
E.003.045	Marqueur noir
E.003.046	Marqueur violet
E.003.047	Marqueur orange
E.003.048	Marqueur jaune



MARQUEUR RAIDEX

Vendu à l'unité.

Code	Cdt.
E.003.049	Marqueur violet
E.003.050	Marqueur vert
E.003.051	Marqueur orange
E.003.052	Marqueur rouge



FRAPPE

2 x 5 positions, 20 mm.

Code	Cdt.
E.003.056	La frappe



JEU DE CHIFFRES

0-9 à 40 mm.

Code	Cdt.
E.003.057	Le jeu de chiffres

CHIFFRE

40 mm de haut.

Code	Cdt.
E.003.058	Chiffre 0
E.003.059	Chiffre 1
E.003.060	Chiffre 2
E.003.061	Chiffre 3
E.003.062	Chiffre 4
E.003.063	Chiffre 5
E.003.064	Chiffre 6
E.003.065	Chiffre 7
E.003.066	Chiffre 8
E.003.067	Chiffre 9

CHIFFRE

20 mm de haut.

Code	Cdt.
E.003.068	Chiffre 0
E.003.069	Chiffre 1
E.003.070	Chiffre 2
E.003.071	Chiffre 3
E.003.072	Chiffre 4
E.003.073	Chiffre 5
E.003.074	Chiffre 6
E.003.075	Chiffre 7
E.003.076	Chiffre 8
E.003.077	Chiffre 9

ESPACE

40 mm de haut.

Code	Cdt.
E.003.079	L'espace

CARACTÈRE

20 mm de haut.

Code	Cdt.
E.003.080	Lettre A
E.003.081	Lettre B
E.003.082	Lettre C
E.003.083	Lettre D
E.003.084	Lettre E
E.003.085	Lettre F
E.003.086	Lettre G
E.003.087	Lettre H
E.003.088	Lettre I
E.003.089	Lettre J
E.003.090	Lettre K
E.003.091	Lettre L
E.003.092	Lettre M
E.003.093	Lettre N
E.003.094	Lettre O
E.003.095	Lettre P
E.003.096	Lettre Q
E.003.097	Lettre R
E.003.098a	Lettre S
E.003.098b	Lettre T
E.003.098c	Lettre U
E.003.098d	Lettre V
E.003.098e	Lettre W
E.003.098f	Lettre X
E.003.098g	Lettre Y
E.003.098h	Lettre Z

CARACTÈRE

40 mm de haut.

Code	Cdt.
E.003.099	Le caractère



ENCRE NOIRE

pour frappe.

Le flacon d'un litre.

Code	Cdt.
E.003.107	Le flacon



STICK TATOUAGE

Raidex.

Code	Cdt.
E.003.108	Le stick



PÂTE À TATOUER

Raidex.

Prête à l'emploi, de couleur noir.

Code	Cdt.
E.003.109	Le pot



APPAREIL DE MESURE

de l'épaisseur du lard dorsal.

Permet la mesure de l'épaisseur de lard dorsal des animaux.

Il couvre une amplitude de 3 à 45 mm.

Appareil de poche, avec boîtier en métal.

Le résultat reste affiché sur l'écran de l'appareil.

Code	Cdt.
E.004.032	L'appareil

Matériel de contention



AIGUILLON MAGIC SHOCK

avec piles.

Modèle doté d'une technologie récente et qui consomme très peu d'énergie. Le moteur est protégé dans une coque contre la saleté, la poussière et les vapeurs nocives. Une fois la pression du bouton relâchée, les pointes en métal ne stockent aucune électricité. L'aiguillon est équipé d'un manche incassable en polycarbonate (64,5 cm). Longueur totale : 91,5 cm. 4 piles sont livrées avec l'aiguillon.

Code	Cdt.
E.004.100	L'aiguillon



AIGUILLON TORERO

L'électricité est automatiquement coupée une fois la pression du bouton relâchée.

Boîtier résistant aux chocs.

Fonctionne avec 2 piles 4.5V incluses.

Code	Cdt.
E.004.101	L'aiguillon



AIGUILLON KAWE

Boîtier en plastique dur.

Fonctionne avec 2 piles de 1.5 V (Vendues séparément).

Code	Cdt.
E.004.102	L'aiguillon



PANNEAU DE TRIAGE

Panneau en polyéthylène « incassable ». Les renforcements à l'arrière le rendent très stable.
2 formats différents :
94 x 76 x 2,5 cm.
122 x 76 x 2,5 cm.



Code	Cdt.
E.004.103	Le panneau 94 x 76 x 2,5 cm
E.004.104	Le panneau 122 x 76 x 2,5 cm



CLAQUETTE

Permet de déplacer les animaux sans douleur.

Code	Cdt.
E.004.105	La claquette



MUSELIÈRE EN CUIR

avec lanière.

Code	Cdt.
E.004.106	La muselière



MATADOR

Code	Cdt.
E.004.110	Le Matador
E.004.111	Les 50 cartouches (vert) pour petits animaux
E.004.112	Les 50 cartouches (rouge) pour animaux de grande taille
E.004.113	Le boulon projectile appareil bruni (noir)



LASSO POUR PORCS

Qualité extra, 57 cm.

Code	Cdt.
E.004.114	Le lasso



LASSO POUR PORCS

avec poignée et manche.

Code	Cdt.
E.004.115	Le lasso



LASSO POUR PORCS

standard avec poignée.

Code	Cdt.
E.004.116	Le lasso

Matériel de mesure

Pesée



THERMOMÈTRE

infrarouge EM520.

Marge d'erreur +/- 2 % ou +/- 2°C
Affiche la température au dixième de degré près.
Thermomètre infrarouge, mesure à distance la température des surfaces : surfaces chauffées par le sol, surfaces fissurées, etc...
Le viseur laser intégré permet de cibler facilement l'objet dont on souhaite connaître la température.

Code	Cdt.
E.005.001	Le thermomètre



THERMOMÈTRE

infrarouge Proscan 510.

Marge d'erreur +/- 1 % ou +/- 1°C
Affiche la température au dixième de degré près.
Thermomètre infrarouge, mesure la température à distance des surfaces : surfaces chauffées par le sol, surfaces fissurées, etc...
Ce thermomètre est si léger et pratique que vous pouvez l'emporter partout avec vous. Il tient facilement dans la poche de votre chemise.
Le viseur laser intégré permet d'atteindre facilement la cible.

Code	Cdt.
E.005.002	Le thermomètre



CAGE-BASCULE DIGITALE ET MOBILE

pour la pesée individuelle des animaux.

Balance individuelle légère et très maniable, qui peut être facilement déplacée d'un endroit à l'autre de la porcherie.

Structure en aluminium.

Les accès latéraux permettent de traverser la plateforme de la balance.

La porte de devant peut être fermée à distance par un levier de sorte qu'une personne seule peut procéder à la pesée.

4 capteurs reliés à un ordinateur de bord calculent le poids exact de l'animal.

Cette technologie a été développée spécialement pour la pesée des animaux vivants.

Les capteurs et les câbles sont intégrés dans la structure, à l'abri de la saleté et hors de portée des rongeurs.



Equipement :

Ecran LCD lumineux, 50 mm, démontable.

Principales fonctions : Remise à 0, calcul de la tare, cumul des poids.

En aluminium.

Roulettes en caoutchouc à l'avant.

Calcule le poids précis même lorsque l'animal est agité.

Poids maximum : 300 kg.

Dimensions plateforme : env. 157 X 56 X 84 cm (largeur intérieure : 48,5 cm, hauteur : 75 cm).

Alimentation : Piles 4A/h (env. 100 heures d'autonomie) ou secteur.

Capteurs protégés par une membrane en caoutchouc anti-choc.

Code	Cdt.
E.005.010	La cage-basculé



PARAFINE 1 LITRE

Code	Cdt.
E.005.011	Le flacon d'1 litre



APPAREIL DE MESURE

de l'humidité de l'air Compact TF-1.

Amplitude des températures de -15°C à +50°C.

Champ de mesure du capteur d'humidité : 5% à 98%.

Mesure avec précision la température et le taux d'humidité.

Appareil maniable et facilement transportable.

Code	Cdt.
E.005.117	L'appareil



PH-MÈTRE

avec affichage digital.

Code	Cdt.
E.005.118	Le pH-mètre

SOLUTION

pour étalonner le pH mètre.

Code	Cdt.
E.005.119	La solution

Nettoyage



DISTRIBUTEUR DE SAVON
pour 1 litre.

Code	Cdt.
F.001.001	Le distributeur



DÉROULEUR
de serviettes en papier mural.

Dérouleur de papier essuie-main.

Code	Cdt.
F.001.002	Le dérouleur



RABOT À LISIER
sans manche, droit 55 cm.

Code	Cdt.
F.001.015	Le rabot

RABOT À LISIER
sans manche, arrondi 50 cm.

Code	Cdt.
F.001.016	Le rabot

RABOT À LISIER
sans manche, arrondi 60 cm.

Code	Cdt.
F.001.017	Le rabot



DÉTERCLEAN

Utiliser déterclean pour le nettoyage des surfaces.
Laisser agir le produit avant décapage à grande eau.
Le bidon de 5 ou 10 litres.

Code	Cdt.
F.001.026	Le bidon de 5 litres
F.001.027	Le bidon de 10 litres



SHAMPOING POUR TRUIE
Elvad Derm Champ.

Avant l'entrée des truies en maternité, il est recommandé de laver les animaux à l'aide d'un shampoing adapté.
Le bidon de 10 kg.

Code	Cdt.
F.001.028	Le bidon



SURFANIOS
pour le nettoyage des surfaces.

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériels et dispositifs médicaux.
Surfanios et Surfanios fraîcheur citron s'utilisent à la dilution de 0,25%, soit 20 ml (1 dose ou 1 pression de pompe) pour 8 litres d'eau froide ou chaude (< +60°C).
Il est recommandé de ne pas rincer.
Association de 2 agents anti-microbiens assurant un spectre d'activité très large.
Le flacon d'1 litre ou le bidon de 5 litres.

Code	Cdt.
F.001.042	Le flacon d'1 litre
F.001.043	Le bidon de 5 litres



SAVON SWARFEGA
orange.

Crème nettoyante pour les mains très sales sans solvant avec microbilles.
Efficace contre les salissures fortes.
Enrichi en extraits de germe de blé (vitamine E) et glycérine.
Microbilles plastique non abrasives.
Couleur orange. Parfum orange.
pH: 7.0 +/- 0.5
Le bidon de 4 litres.

Code	Cdt.
F.001.044	Le bidon



SAVON ULTRA DOUX
pour les mains.

En flacon d'un litre.

Code	Cdt.
F.001.045	Le flacon



BOBINES PAPIER

essuie mains.

Bobines papier essuie mains orange,
1500 feuilles de 25 x 35.
Le lot de 2 bobines.

Code	Cdt.
F.001.048	Le lot



BOBINES PAPIER

essuie mains blanc lotus.

Bobines papier essuie mains blanc lotus,
1500 feuilles de 25 x 35.
Composé de ouate de cellulose, double
épaisseur blanche.
Le lot de 2 bobines.

Code	Cdt.
F.001.049	Le lot



BOBINES PAPIER

essuie mains blanc.

Bobines papier essuie mains blanc,
500 feuilles de 24 x 35.
Le lot de 6 bobines.

Code	Cdt.
F.001.050	Le lot



DÉVIDOIR

pour papier essuie mains de 500 feuilles.

Code	Cdt.
F.001.051	Le dévidoir



BALAI 35 CM

Code	Cdt.
F.001.060	Le balai

BALAI 40 CM

Code	Cdt.
F.001.061	Le balai

BALAI 60 CM

Code	Cdt.
F.001.062	Le balai

Désinfection



LAVE-BOTTES

inox.

Raccordement à l'arrivée d'eau de
diamètre ½".
Tuyau aspirateur, connexion au bidon de
désinfectant.
Finitions inox. Très stable.

Code	Cdt.
F.003.003	Le lave-bottes



CHARIOT PULVÉRISATEUR

inox sur batterie.

Livré avec jerrican de 25 litres.
Fonctionne avec batterie rechargeable.
Chariot à pousser manuellement.
Pulvérise une dose constante de produits
nettoyants ou désinfectants.

Code	Cdt.
F.003.004	Le chariot



APPAREIL DE DÉSINFECTION

mobile.

Appareil de désinfection mobile en aluminium.

Equippé d'une pompe, d'un interrupteur marche/arrêt, d'un flexible d'une longueur de 20 m pourvu d'un pistolet et d'une lance.

Réservoir 200 ou 50 litres.

Code	Cdt.
F.003.005	L'appareil 200 litres
F.003.006	L'appareil 50 litres



ROTIE AQUATOP

désinfectant de l'eau de breuvage.

Permet l'entretien régulier des systèmes d'approvisionnement d'eau (pour une eau en permanence propre).

Domaines d'application :

Aquatop a été spécialement conçu pour l'entretien régulier des canalisations en eau et sécurise l'alimentation des abreuvoirs de votre exploitation.

Propriétés :

Aquatop lutte contre l'apparition des algues (par ex : les algues vertes), des bactéries (staphylocoques, streptocoques, salmonelles, pseudomonas...) et des champignons. Il élimine en outre les résidus de médicament.

L'utilisation régulière d'Aquatop vous garantit une eau toujours propre.

Composition chimique :

Benzalkoniumchlorid.

Comment utiliser ce produit :

Désinfection de l'eau :

Dissoudre quotidiennement 10 ml de produit dans 10 l d'eau.

Nettoyage en profondeur :

Mélanger 1 litre d'Aquatop à 100 litres d'eau. Remplir les canalisations avec cette solution et laisser agir pendant 24 h.

Ce temps écoulé, vider et rincer à l'eau claire.

Le bidon de 10l.

Code	Cdt.
F.003.011	Le bidon



ROTIE CLEAN

désinfectant de l'eau de breuvage.

Permet d'assainir les canalisations d'eau.

Domaines d'application :

Rotie-Clean est un concentré qui désinfecte les canalisations d'eau des abreuvoirs. Il est recommandé de l'utiliser périodiquement tous les 3 mois par exemple. Il assainit à la fois les canalisations, les récipients de stockage, les abreuvoirs en tout genre.

Propriétés :

Rotie Clean détruit efficacement les éléments de pollution organique, à savoir les algues, les bactéries, les champignons et les restes visqueux de médicament.

Il réduit le risque de contamination et garantit une eau propre pour vos animaux.

Rotie-Clean est 100% biodégradable et ne laisse aucun résidu.

Composition chimique :

Peroxyde d'hydrogène stable.

Comment utiliser ce produit :

Suivant vos besoins, dissoudre 2 à 3 l de produit dans 100 l d'eau.

Verser cette solution dans les canalisations et laisser agir pendant 24 h.

Vider puis rincer à l'eau claire.

Rotie Clean respecte ainsi les hommes, les animaux et les installations.

Le bidon de 10 litres.

Code	Cdt.
F.003.012	Le bidon



CANON À MOUSSE

Canon à mousse, basse pression, avec réservoir de 3 litres.

La dose pulvérisée peut être modulée en changeant de buse.

Se raccorde au tuyau d'arrivée d'eau.

Pression minimale : 1.67 bar.

Vous pouvez gagner jusqu'à 50% du temps passé d'ordinaire à nettoyer les stalles.

Code	Cdt.
F.003.013	Le canon à mousse



CANON À MOUSSE

Canon à mousse, basse pression, avec réservoir de 2 litres.

Se monte sur la poignée du laveur haute pression.

Livré sans adaptateur.

Accessoires :

- Adaptateur 3/4".

Chromé, filetage intérieur.

- Vanne de réglage du débit.

Code	Cdt.
F.003.014	Le canon à mousse
F.003.014a	L'adaptateur 3/4"
F.003.014b	La vanne de réglage



DÉSINFECTANT TH5

10 litres.

Pour la désinfection de vos bâtiments d'élevage.
Utilisation au canon à mousse ou au pulvérisateur basse pression.
En bidon de 10, 25, 60 ou 200 litres.

Code	Cdt.
F.003.018	Le bidon de 10 litres
F.003.019	Le bidon de 25 litres
F.003.020	Le bidon de 60 litres
F.003.021	Le bidon de 200 litres



DÉSINFECTANT

canalisation machine à soupe ELVA CID.

Désinfectant canalisation machine à soupe ELVA CID.
Le bidon de 10 kg.

Code	Cdt.
F.003.053	Le bidon



DÉSINFECTANT

canalisation machine à soupe ELVA M.

Désinfectant canalisation machine à soupe ELVA M.
Le bidon de 26 kg.

Code	Cdt.
F.003.052	Le bidon



DÉSINFECTANT

+ Insecticide Mefisto.

Mode d'emploi : Première désinfection par pulvérisation : Mefisto à 2%.
Utilisation au canon à mousse ou au pulvérisateur basse pression.
Désinfection terminale par thermonébulisation de Mefisto à 2 ml par m³ + 15 ml d'adjuvant thermo ou par nébulisation à 5 ml/m³ de 24 à 48 heures avant l'arrivée des animaux.
Matériel de transport :
Matelas pédiluve à 2%.
En bidon de 5, 10 ou 25 litres, ou avec adjuvant en 10 litres.

Code	Cdt.
F.003.022	Le bidon de 5 litres
F.003.023	Le bidon de 10 litres
F.003.024	Le bidon de 25 litres
F.003.025	Le bidon + adjuvant 10 litres



STÉRANIOS

Nettoyage et désinfection du matériel d'injection.
Permet la désinfection à froid des instruments.
Le flacon d'1 litre.

Code	Cdt.
F.003.041	Le flacon



DÉSINFECTANT

Greenwhite.

Désinfectant homologué bactéricide, fongicide et virucide.
Conçu spécialement pour la désinfection du matériel et des locaux d'élevage.
Le bidon de 25 litres.

Code	Cdt.
F.003.040	Le bidon



GEL ANTISEPTIQUE

Gel antiseptique pour la désinfection des mains.
Le flacon d'1 litre.

Code	Cdt.
F.003.047	Le flacon



TAPIS PÉDILUVE

Positionné à l'entrée des locaux, ce tapis matelassé imbibé de solution désinfectante limite la contamination des bâtiments d'élevage.

Disponible en 3 formats :

- 85 x 50 x 3 cm.
- 90 x 90 x 4 cm.
- 60 x 90 x 4 cm.

Code	Cdt.
F.003.057	Le tapis 85 x 50 x 3 cm
F.003.058	Le tapis 90 x 90 x 4 cm
F.003.059	Le tapis 60 x 90 x 4 cm



STALDREN

Voir pages 13-14.

Insecticides



GLUE FLY ROLL

9 x 0,3 m.

Rouleau tue-mouche pour porcherie. Contient des phéromones qui attirent les mouches.

Mode d'emploi :

Dérouler la surface collante souhaitée et votre appât est opérationnel.

Code	Cdt.
F.004.008	Le rouleau



EXTERMINATEUR

électrique en inox.

Ecologique. Se pose directement sur un meuble ou peut être fixé au mur. Les insectes sont détruits par électrocution. Faible consommation d'électricité. Efficace quelle que soit la lumière, naturelle ou artificielle. Protégé contre les projections d'eau. Branchement : 230 Volts/50 Hz 2 ampoules de 15 W ou 20 W chacune. Dimensions : 51 x 39 x 12 cm.

Code	Cdt.
F.004.009	L'exterminateur pour 150 m2 de 2 x 15 watts
F.004.010	L'exterminateur pour 200 m2 de 2 x 20 watts



INSECTICIDE

Quick Bayt.

Mode d'emploi : Appliquer Quick Bayt dans des zones inaccessibles aux animaux. Peindre des bandes (5 x 20 cm environ) directement sur les murs, et près des zones à fortes infestations. Compter environ une

bande par m2 de surface au sol.

Il est également possible de peindre Quick Bayt sur des supports (carton, plastique...) qui peuvent être fixés près des zones à fortes infestations.

L'application en badigeon permet d'obtenir jusqu'à 6 semaines d'efficacité ! Renouveler l'application toutes les 3 à 6 semaines en fonction du niveau d'infestation.

Le seau de 2 kg.

Code	Cdt.
F.004.029	Le seau



INSECTICIDE

Aurodil Super P.B 500ml.

Aurodil Super PB est destiné à lutter contre la plupart des insectes rampants et volants tels que blattes, fourmis, lépismes, dermestes, antrènes, ténébrions, mouches, moustiques, mites, etc..., ainsi que les acariens, dans les habitations, bureaux, hôtels, boulangeries, restaurants, cuisines, entrepôts, etc...

Formulation : Concentré émulsionnable. Apparence : Liquide jaune paille. Densité : 1,00 à 20 ° C. Le flacon de 500 ml.

Code	Cdt.
F.004.031	Le flacon



PRODUIT ANTI MOUCHES

Permady's.

Produit anti mouches Permady's dilution 10%. Insecticide concentré à la perméthrine. Permady's est un insecticide pyrèthroïde émulsionnable dans l'eau avec une longue rémanence contre les insectes volants et rampants.

Permady's est efficace contre les mouches, puces, fourmis, guêpes, tiques, ténébrions.

Le flacon d'1 litre.

Code	Cdt.
F.004.033	Le flacon

Larvicides



INSECTICIDE

larvicide Baycidal.

Mode d'emploi :

20 grammes de Baycidal WP25 pour 10 m2 de surface traitée.

Baycidal WP25 est une poudre mouillable à diluer dans l'eau :

- Arrosoir : 20 g. : 10 L : 10 m2.
- Pulvérisateur à dos : 200 g. : 8 à 10 L : 100 m2.
- Pulvérisateur agricole : 2 kg : 200 à 300 L : 1000 m2.

Traiter les caillbotis de manière préventive au début de chaque lot.

En cas d'infestation massive, traiter simultanément toutes les salles infestées, et renouveler le traitement 10 et 20 jours plus tard.

La boîte d'1 kg.

Code	Cdt.
F.005.030	La boîte

Raticides
souricides

RATICIDES RACAN

Mode d'emploi des raticides Racan :

Placer le raticide dans tous les endroits fréquentés par les rongeurs, bien à leur portée, le long des murs et dans les recoins tranquilles, jamais en espace découvert.

Pour les rats, placer 50 à 100 g par point d'appâtage.

Pour les souris, placer 20 à 50 g par point d'appâtage.

Protéger les points d'appâtage des animaux domestiques (le mieux serait de placer le produit dans des boîtes d'appâtage).

Vérifier et compléter les points d'appâtage régulièrement jusqu'à l'arrêt total de la consommation.

Par la suite, laisser toujours un peu d'appât aux principaux endroits pour éliminer les rats et les souris.



RATICIDE

Racan Pate.

Racan Pate tue les rongeurs en perturbant le mécanisme de coagulation du sang. La mort survient en quelques jours après la consommation de l'appât, sans éveiller la méfiance des rongeurs. Les rats et les souris meurent en général dans leurs terriers. Le Difénacoum est aussi actif sur les rongeurs résistants. Le seau de 5 kg.

Code	Cdt.
F.006.035	Le seau

RATICIDE

Racan 2.

Le seau de 5 kg.

Code	Cdt.
F.006.036	Le seau



RATICIDE

concentré Racan 2.

Flacon d'un litre.

Mode d'emploi :

Mélanger soigneusement 1 litre de produit à 49 kg de graines de céréales (blé, gruau d'avoine, etc). Disposer les appâts par petits tas de 100 à 150 g dans les endroits fréquentés par les rongeurs, de préférence près des terriers, sur les lieux de passage. Renouveler les appâts jusqu'à ce que la consommation cesse.

Le flacon d'1 litre.

Code	Cdt.
F.006.037	Le flacon



SOURICIDE RODILON

Pâte en blocs de 10 g.
Le seau de 5 kg.

Code	Cdt.
F.006.054	Le seau



RATICIDE RACUMIN

Pâte en blocs de 100 g.
Le seau de 5 kg.

Code	Cdt.
F.006.055	Le seau



CLOCHE

pour les cadavres d'animaux

Cloche pour les cadavres d'animaux.
Dimensions : 227 x 124 x 60 cm.

Code	Cdt.
G.001.001	La cloche



CONTAINER À CADAVRES

en inox.

Container à cadavres type 1 pour porc à l'engrais.
Dimensions : 140 x 80 x 65 cm.

Code	Cdt.
G.001.002	Le container

CONTAINER À CADAVRES

en inox.

Container à cadavres type 2 pour truie.
Dimensions : 150 x 65 x 85 cm.

Code	Cdt.
G.001.003	Le container

CONTAINER À CADAVRES

en inox.

Container à cadavres type 3 pour truie et verrat.
Dimensions : 180 x 80 x 75 cm.

Code	Cdt.
G.001.004	Le container



CHAMBRE FROIDE à cadavres.

Ce matériel a été conçu pour le stockage des cadavres durant plusieurs jours. Permet d'isoler et de maintenir les cadavres à une température de 7° C. Par conséquent, ce dispositif évite le dégagement d'odeurs de putréfaction et améliore les conditions sanitaires de l'élevage.

La chambre froide est fabriquée en polyester, renforcé par de la laine de verre, résistant aux UV.

Les parties intérieures exposées aux vapeurs corrosives sont en inox.

Les parois latérales sont isolées par une épaisseur de 40 mm de polyuréthane.

Au plafond, cette épaisseur atteint 50 à 140 mm.

Chambre froide simple d'utilisation, silencieuse, dotée d'un thermostat Danfoss. Gaz réfrigérant : R413a (non polluant, non inflammable, non toxique, sans fréon).

Branchement : 220 /240 Volt - 50 hz.

Existe en plusieurs dimensions :

Chambre froide à cadavres pour 1 poubelle de 240 litres.
Dimensions : 89 x 92 x 106,5 cm.
Puissance : 350 W.

Chambre froide à cadavres pour 2 poubelles de 240 litres.
Dimensions : 153 x 91 x 105 cm.
Puissance : 350 W.

Chambre froide à cadavres pour 4 poubelles de 240 litres.
Dimensions : 153 x 169 x 105 cm.
Puissance : 460 W.

Code	Cdt.
G.001.005	Chambre froide à cadavres pour 1 poubelle de 240 litres
G.001.006	Chambre froide à cadavres pour 2 poubelles de 240 litres
G.001.007	Chambre froide à cadavres pour 4 poubelles de 240 litres



UNITÉ RÉFRIGÉRANTE pour container.

Volume d'environ 1100 l.
Dimensions suivant demande.
Puissance : 460 W.

Code	Cdt.
G.001.008	L'unité réfrigérante

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE à monter soi-même.

Existe en deux dimensions :
Volume de 4m³ : Unité 1.
Volume de 8m³ : Unité 2.

Code	Cdt.
G.001.009	L'unité réfrigérante de 4m ³
G.001.010	L'unité réfrigérante de 8m ³



CHARIOT À CADAVRES avec treuil.

Pour le transport des cadavres de truies et porcs à l'engrais.

Code	Cdt.
G.002.011	Le chariot



CHARIOT À CADAVRES modèle confort.

Destiné au transport des cadavres de truies, facile à manier.

Code	Cdt.
G.002.012	Le chariot

Équipement et vêtement de protection



DEMI-MASQUE corporel série 8000.

Demi-masque corporel série 8000, équipements complets avec 1 jeu de filtres, cartouches, adaptateurs. Modèle standard.

Demi-masque en plastique hypoallergénique, avec filtres de rechange (Protection ABEK 1) et filtre à particules (P2).

Norme EN140.

Masque de protection réutilisable, adapté au travail dans les stalles.

Léger, il épouse la forme du visage et offre un confort de port optimal.

Soupape de ventilation et sangles de maintien réglables.

Fermeture pratique et rapide.

Le filtre ABEK 1 protège efficacement le sujet des vapeurs nocives d'ammoniac et de ses dérivés : dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, chlore, brome, acide prussique, acide sulfhydrique et dissolvants.

Demi-masque série 8000, équipement complet avec filtres, cartouches et adaptateurs.

Taille standard M.

Code	Cdt.
H.001.005	Le demi-masque

MATÉRIELS DE RECHANGE pour demi-masque corporel série 8000.

Demi-masques standards.

Filtre à particules P2 SL.

Cartouches de filtres de protection Niveau: ABEK 1.

Filtre à particules.

Code	Cdt.
H.002.001	Le demi-masque standard
H.002.002	Le filtre à particules P2 SL
H.002.003	Les cartouches de filtres de protection
H.002.004	Le filtre à particules



CASQUE ANTIBRUIT

Peltor.

Casque de protection auditive Peltor, équipé de la radio FM.

Idéale lorsque le sujet effectue des tâches répétitives et demeure soumis à des nuisances sonores récurrentes.

Le serre-tête est large et matelassé, le poids est également réparti de chaque côté.

L'arceau souple rend le port du casque agréable, quelle que soit la durée du travail.

Les coussins rembourrés, doux au toucher, améliorent le confort du produit.

Autonomie des piles : environ 200 heures (2 piles Mignon livrées avec le serre-tête).

Code	Cdt.
H.001.006	Le casque



MASQUE À PARTICULE

Pour la bouche et le nez.

La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
H.001.013	La boîte



MASQUE À PARTICULE

Avec valve FFP2 D.

Masque de protection contre les particules solides et les aérosols faiblement toxiques. Conforme à la norme EN 149.

Convient à des formes de visage variées. Léger, avec un confort de port optimal, il permet une respiration très agréable grâce à une soupape de ventilation hautement performante (jusqu'à 10 fois la valeur MAK).

La boîte de 10 pièces.

Code	Cdt.
H.001.012	La boîte



CHARLOTTES

de protection.

Charlottes de protection en taille universelle.

La boîte de 200 pièces.

Code	Cdt.
H.001.008	La boîte



SURBOTTES JETABLES

La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
H.001.009	La boîte



SURBOTTES JETABLES

très résistantes.

Protègent les chaussures de l'usure, matière rip-stop (anti-déchirures) extra résistante (150 contre 50 microns pour des surbottes ordinaires).

Structure en losanges antidérapante.

Elastique, liens de serrage à hauteur de la cheville.

La boîte de 100 pièces.

Code	Cdt.
H.001.010	La boîte



COMBINAISON

à usage unique.

Combinaison à usage unique blanche.

Taille unique XXL.

Vendue à l'unité.

Code	Cdt.
H.001.011	La combinaison

COMBINAISON

à usage unique avec capuche.

Combinaison à usage unique blanche avec capuche.

Taille unique XXL.

Vendue à l'unité.

Code	Cdt.
H.001.014	La combinaison



COMBINAISON

professionnelle.

Combinaison intégrale. Microrespirant.

Modèle imperméable. Disponible en plusieurs tailles du M au XXXL.

Vendue à l'unité.

Code	Cdt.
------	------

H.002.015	La combinaison taille L
H.002.016	La combinaison taille M
H.002.017	La combinaison taille XL
H.002.018	La combinaison taille XXL
H.002.019	La combinaison taille XXXL



COMBINAISON

spéciale en flexothane.

Disponible en plusieurs tailles : MM ; LL ; XL ; XXL ; XXXL.

Vendue à l'unité.

Code	Cdt.
------	------

H.002.020	La combinaison taille MM
H.002.021	La combinaison taille LL
H.002.022	La combinaison taille XL
H.002.023	La combinaison taille XXL
H.002.024	La combinaison taille XXXL



GANTS DE TRAVAIL

Tout cuir. Finitions de qualité.
Confort. Taille 10.
La paire.

Code	Cdt.
H.002.063	La paire



GANTS NITRILE

Hautement résistants aux produits chimiques.
Gants nitrile anti acides. Résistance aux produits chimiques.
Idéal pour les personnes travaillant au contact des produits de nettoyage et phytosanitaires. Taille 10.
La paire.

Code	Cdt.
H.002.064	La paire



BOTTES DE SÉCURITÉ

Dunlop.

Bottes de sécurité très isolantes.
Idéales pour les agriculteurs, ces bottes en polyuréthane munies d'une coque acier résistent au lisier, huiles, essence, gras, sel et acides.
Coupe large. Hauteur : env. 38 cm. Elles sont légères et confortables.
Disponibles en plusieurs tailles : 39 au 48.

Code	Cdt.
H.002.065	La paire taille 39
H.002.066	La paire taille 40
H.002.067	La paire taille 41
H.002.068	La paire taille 42
H.002.069	La paire taille 43
H.002.070	La paire taille 44
H.002.071	La paire taille 45
H.002.072	La paire taille 46
H.002.073	La paire taille 47
H.002.074	La paire taille 48



VESTE D'EXTÉRIEUR

3 en 1.

Vêtement micro-respirant, imperméable, coupe-vent, thermorégulateur.
Veste de travail d'hiver polyvalente.
Coutures renforcées. Capuche amovible.
Passepoil réfléchissant.
La veste intérieure en laine polaire peut se porter seule.
Tissu extérieur : 100% polyamide.
Doublure : 100% polyester.
Veste intérieure : 100% laine polaire.
Disponible en différentes tailles du S au XXXL. Prix unique, quelle que soit la taille.

Code	Cdt.
H.002.025	Le blouson, taille S
H.002.026	Le blouson, taille M
H.002.027	Le blouson, taille L
H.002.028	Le blouson, taille XL
H.002.029	Le blouson, taille XXL
H.002.030	Le blouson, taille XXXL



GILET DE TRAVAIL

sans manches.

Gilet de travail réversible, imperméable et anti-oléagineux (traitement nécessaire).
Passepoil réfléchissant.
Doublure polaire cousue.
Polyester/Coton : 65 %, Polyester, 35% coton, densité 260 d/m².
Disponible en différentes tailles du S au XXXL. Prix unique, quelle que soit la taille.

Code	Cdt.
H.002.031	Le gilet, taille S
H.002.032	Le gilet, taille M
H.002.033	Le gilet, taille L
H.002.034	Le gilet, taille XL
H.002.035	Le gilet, taille XXL
H.002.036	Le gilet, taille XXXL



COMBINAISON DE TRAVAIL

très résistante.

Fermeture zip devant, avec possibilité d'ouverture par le haut et le bas.
Ajustable avec des boutons-pressions.
Densité du tissu : 275mg/m².
Coutures étanches.
Modèle « Ralley-kombi ».
Couleur : Vert ou bleu.
Existe en différentes tailles du 44 au 62.

Code	Cdt.
------	------

H.002.037	La combinaison verte, taille 44
H.002.038	La combinaison verte, taille 46
H.002.039	La combinaison verte, taille 48
H.002.040	La combinaison verte, taille 50
H.002.041	La combinaison verte, taille 52
H.002.042	La combinaison verte, taille 54
H.002.043	La combinaison verte, taille 56
H.002.044	La combinaison verte, taille 58
H.002.045	La combinaison verte, taille 60
H.002.046	La combinaison verte, taille 62

Code	Cdt.
------	------

H.002.050	La combinaison bleue, taille 44
H.002.051	La combinaison bleue, taille 46
H.002.052	La combinaison bleue, taille 48
H.002.053	La combinaison bleue, taille 50
H.002.054	La combinaison bleue, taille 52
H.002.055	La combinaison bleue, taille 54
H.002.056	La combinaison bleue, taille 56
H.002.057	La combinaison bleue, taille 58
H.002.058	La combinaison bleue, taille 60
H.002.059	La combinaison bleue, taille 62



BON DE COMMANDE

N° Client :

Date :

Adresse de livraison :

Nom ou raison sociale:

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de TVA :

Siret :

Tél :

Adresse de facturation :
(si différente)

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Fax :

Code Article	Quantité	Désignation	Prix H.T.

Observations :

Signature :

SARL ECOPOR

145 bis, rue de Merville 59190 HAZEBROUCK

n° vert : 0800 59 06 59 - fax : 03 28 50 92 38

info@ecopor.fr

Siège Social : 53 route d'Honschoote - 59114 STEENVOORDE



BON DE COMMANDE

N° Client :

Date :

Adresse de livraison :

Nom ou raison sociale:

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de TVA :

Siret :

Tél :

Adresse de facturation :
(si différente)

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Fax :

Code Article	Quantité	Désignation	Prix H.T.

Observations :

Signature :

SARL ECOPOR

145 bis, rue de Merville 59190 HAZEBROUCK

n° vert : 0800 59 06 59 - fax : 03 28 50 92 38

info@ecopor.fr

Siège Social : 53 route d'Honschoote - 59114 STEENVOORDE





BON DE COMMANDE

N° Client :

Date :

Adresse de livraison :

Nom ou raison sociale:

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de TVA :

Siret :

Tél :

Adresse de facturation :
(si différente)

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Fax :

Code Article	Quantité	Désignation	Prix H.T.

Observations :

Signature :

SARL ECOPOR

145 bis, rue de Merville 59190 HAZEBROUCK

n° vert : 0800 59 06 59 - fax : 03 28 50 92 38

info@ecopor.fr

Siège Social : 53 route d'Honschoote - 59114 STEENVOORDE



BON DE COMMANDE

N° Client :

Date :

Adresse de livraison :

Nom ou raison sociale:

Adresse :

Code Postal :

Ville :

N° de TVA :

Siret :

Tél :

Adresse de facturation :
(si différente)

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Fax :

Code Article	Quantité	Désignation	Prix H.T.

Observations :

Signature :

SARL ECOPOR

145 bis, rue de Merville 59190 HAZEBROUCK

n° vert : 0800 59 06 59 - fax : 03 28 50 92 38

info@ecopor.fr

Siège Social : 53 route d'Honschoote - 59114 STEENVOORDE





NOTES



NOTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

Article 1 - Objet et Etendue

Les présentes conditions régissent les relations entre la société ECOPOR (le vendeur) et son client (l'acheteur). Préalablement à toute transaction, l'acheteur reconnaît avoir reçu une information complète de nos conditions générales.

Le fait, pour tout client, de passer commande de marchandises, emporte son acceptation entière et sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente, qui prévalent sur toute autre condition particulière du client, notamment sur ses conditions générales d'achat, sauf dérogation préalable et écrite de la part de ECOPOR.

La société ECOPOR se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente.

Article 2 - Coordonnées de la société

SARL ECOPOR au capital de 8000 euros

Siège social : 53 route d'Hondschoote - 59114 Steenvoorde

Siège administratif : 145 bis rue de Merville - 59190 Hazebrouck

Siret 50192001100027 - R.C.S Dunkerque

Téléphone : 03 28 41 21 58 - Fax : 03 28 50 92 38

E-mail : info@ecopor.fr

Article 3 - Commande

Toute commande du client a un caractère ferme et définitif à compter de sa réception par ECOPOR. La commande est réputée acceptée sans réserve et selon les présentes conditions générales de vente.

Toutes modifications ultérieures de la commande pour quelque raison que ce soit, notamment en termes de marchandises ou de délais de livraison ne sont possibles qu'avec l'accord exprès et préalable de ECOPOR.

Toute commande relative à des fabrications spéciales vaut acceptation par le client des tolérances de quantité et de dimension en usage dans la profession. Il en est de même pour toute commande de marchandises hors catalogue, qui doit respecter l'unité de vente minimale imposée par le fabricant ou l'importateur.

La vente du (des) produit(s) ne sera réputée définitive qu'après paiement intégral du (des) produit(s) commandé(s).

Article 4 - Produits

La société ECOPOR se réserve le droit d'apporter à tout moment, toute modification qu'elle jugerait utile à ses produits, objet des commandes en cours. Toutes les offres de vente s'entendent sous réserve de disponibilité des produits auprès de nos fournisseurs.

Les textes, illustrations, photos accompagnant la présentation des produits sur le site et les brochures commerciales n'ont aucun caractère contractuel et ne sauraient engager la responsabilité de ECOPOR à quelque titre et de quelque façon que ce soit.

Article 5 – Prix et Frais de port

Les prix de vente des produits ECOPOR sont exprimés en euros, hors taxe et hors frais de livraison. Tout impôt, taxe, redevance, coût d'élimination des déchets EEE et autre seront facturés, le cas échéant, suivant la réglementation en vigueur.

Les frais de port sont calculés en fonction du secteur géographique et du poids total de la marchandise expédiée. Ils sont indiqués sur le devis et acceptés par le client au moment de la commande.

Article 6 – Livraison et délais

La livraison est effectuée à l'adresse indiquée par le client au moment de la commande. Lors de la réception, le client est tenu de vérifier, en présence du livreur, l'état de l'emballage de la marchandise et son contenu à la livraison. En cas de doute, l'acheteur devra obligatoirement mettre des réserves sur le bon de livraison du transporteur et le signaler à la société ECOPOR sous 48 heures. En cas d'avaries sérieuses sur le colis ou les articles, le client pourra même refuser le colis en nous le signalant sous 48 heures. Le non respect de cette procédure ne pourra pas entraîner de réclamation de la part du client.

Les délais de livraison sont indiqués sur le devis et sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement contractuel de la société ECOPOR en raison des aléas de l'approvisionnement et de livraison.

Article 7 - Problème de qualité produit et conformité

En cas de livraison d'un produit ne correspondant pas à la commande (défectueux ou non conforme), l'acheteur doit formuler sa réclamation dans un délai de 48 heures à compter de la signature du bordereau de distribution. Les réclamations doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d' accusé de Réception à l'adresse de notre siège indiquée ci-dessus, et doivent comporter :

- les coordonnées de l'acheteur,
- le numéro de la commande,
- les références du produit,
- les motifs de la réclamation.

Le retour des produits sera organisé par la société ECOPOR.

Article 8 - Garantie constructeur

Les produits commercialisés par la société ECOPOR bénéficient d'une garantie d'un an, voire deux ans sur les pièces, main d'œuvre et déplacements. Cette garantie s'applique sur tous les articles dont le prix unitaire est supérieur à 100€ HT et pour les articles où la mention garantie 1 an par nos fournisseurs est inscrite.

Article 9 - Paiement

Sauf accord spécifique entre le client et la société ECOPOR, les ventes doivent être réglées :

- soit à la réception de la facture, par chèque, par virement moyennant un escompte de 2%,
- à 30 jours à réception de la facture.

Il est à noter que pour la toute première commande, le règlement s'effectuera avant l'envoi des marchandises.

Il est à noter que pour les factures inférieures à 80€, le règlement s'effectuera au comptant, sans escompte.

Sauf accord préalable et exprès de la société ECOPOR pour une prorogation de l'échéance figurant sur la facture, tout retard de paiement entraîne cumulativement :

- l'exigibilité immédiate et automatique de toutes les sommes dues par le client, quel que soit le mode de règlement prévu,
- l'application de pénalités de retard calculées sur le montant impayé correspondant au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

Modalités :

Les règlements se feront de la manière suivante :

- Par chèque : à l'ordre de la s.a.r.l. ECOPOR
- Par virement : (Les articles seront expédiés dès réception du règlement).

Numéro de compte :

Numéro IBAN :

Code BIC/SWIFT :

Nom du compte :

Nom et domiciliation de la banque :

Article 10 – RESERVE DE PROPRIETE

LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES MARCHANDISES AU PROFIT DU CLIENT EST SUSPENDU JUSQU'AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX EN CAS DE PAIEMENT DIFFERE.

ECOPOR CONSERVERA LA PROPRIETE DES MARCHANDISES JUSQU'AU PARFAIT PAIEMENT DE CELLES-CI DANS LE CADRE DES CONDITIONS ETABLIES CONTRACTUELLEMENT, MEME EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE OUVERTE A L'ENCONTRE DU CLIENT, ET CE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L.621-122 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE.

Article 11 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET AUX CONTRATS DE VENTE CONCLUS PAR LE CLIENT AVEC LA SARL ECOPOR, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA VILLE OU EST SITUÉ LE SIEGE SOCIAL DE L'ENTREPRISE EST SEUL COMPETENT.

Article 12 – Droit applicable

Les ventes effectuées par la société ECOPOR sont soumises à la loi française.



SARL ECOPOR

145 bis, rue de Merville

59190 HAZEBROUCK

n° vert : 0800 59 06 59

fax : 03 28 50 92 38

info@ecopor.fr

Siège Social : 53 route d'Honschoote

59114 STEENVOORDE